

orthocare®



orthopédie

CONTENU

Caractéristiques 03

Matériaux 04 Air-X

05 Comfort / Easy Knitted

06 Comfort Polypropylene

07 Comfort Mycrofiber

Nouveau 08

Des produits 18 Premium Line

20 Kids

22 Basic and Sports


35 Pillows

CARACTÉRISTIQUES




Doux au toucher

La technologie de tricotage et les matériaux spécifiques améliorent le confort de port et procurent une plus grande sensation.



Circulation de d'air

Prévient les démangeaisons et les irritations de la peau grâce à une respiration active.




Compression

Permet de soulager les gonflements et de réduire la douleur avec un effet proprioceptique.



Ajustement parfait

Le produit s'adapte anatomiquement et procure un service médical rendu optimisé.



Variété

Offre large pour répondre à toutes les situations thérapeutiques.



Zone de confort

Augmente le confort et la satisfaction grâce à des zones de tricotage spécifique

AirX

Laissez votre corps respirer!

AirX est une alternative innovante et sans latex au néoprène, à la mousse et aux élastiques. AirX est un tissu très respirant et confortable pour la peau ce qui accroît le confort et l'observance du patient.

AirX offre du soutien en évitant le problème d'accumulation d'humidité. C'est la solution idéale pour la médecine orthopédique et sportive.

Caractéristiques


- Extensible en 4 sens
- Très respirant
- Faible poids
- Sans latex
- Moulé à chaud
- Surface rigide
- Lavable



Comfort & Easy Knitted

Technologie tricotée respirante!


- Tissu respirant
- Permet l'évacuation de l'humidité
- Très élastique
- Conformité parfaite grâce aux zones spécialement tricotées
- Effet massant du tissu compressif
- Facile à porter et à utiliser
- Confortable
- Anatomiquement tricoté



Comfort Polypropylene

Tissu intelligent!


- Tissu respirant permettant l'évacuation de l'humidité
- Léger, hypoallergénique et anti-électrostatique
- Insensible à l'absorption de liquides
- Anti-odeurs
- Résistant à la chaleur
- Confortable



Comfort Microfiber

Technologie tricotée respirante!

- Respirant: Fournit l'évacuation de la transpiration et de l'humidité
- Doux pour la peau: beaucoup plus confortable que tous les autres jerseys
- Fournir une haute observance du patient
- Durable et élégant



Genucare Air-X ROM Genucare Air-X ROM wrap

Genouillère

Extension limiting wedges:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Flexion limiting wedges:

0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Caractéristiques

- Matériau Air-X innovant respirant et transférant l'humidité
- Plus de respect de la zone de confort au niveau de la zone poplitée
- Stabilisation assurée par des charnières ROM médiales et latérales et des sangles à boucle enveloppantes.
- 6775: facile à installer et à retirer grâce à la conception enveloppante de forme anatomique
- 6770: conception des manches



NOUVEAU

Walker boot short Walker boot long

Orthèse de pied pour le
bas de la jambe

Caractéristiques

- Facile à utiliser grâce aux sangles à boucle réglables
- Protection et confort grâce au rembourrage
- Démarche physiologique grâce à la conception de la semelle à bascule
- Charnière à amplitude de mouvement (7455)
- 4 tailles

ROM Walker

Orthèse de pied pour le
bas de la jambe avec
Charnière ROM

Plantarflexion:

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Dorsiflexion:

20°, 10°, 0°

Immobilisation:

at each 10°




Malleocare Pro

Chevillère

Caractéristiques

- Tiges stabilisatrices latérales et médiales protégeant la malléole
- Laçage permettant un réglage individuel du corset en 2 couleurs noir et magenta.
- Le système de deux sangles latérales stabilisant la cheville
- Conception anatomique et rembourrage pour plus de confort et de conformité.
- Tissu à boucles et sangles durables de haute qualité.



Dorsocare Inno

Soutien lombaire + vertébral

Caractéristiques

- 2 en 1 nouveau design sophistiqué
- Processus de production innovant
- Accessoires avancés tels que des poignées
- Élastiques respirants et de qualité supérieure
- Tissus résistants aux crochets
- Facile à installer et à retirer
- Stabilisation supérieure avec sangles réglables
- Soutenu par des nervures flexibles et des supports en acier.
- Utilisation amovible et gratuite comme support lombaire ou vertébral

2 pièces ensemble



NOUVEAU

Manucare Easy, Epicare Easy, Malleocare Easy, Genucare Easy

Couleur vive et fantaisie
supports élastiques

- Respirant
- Très élastique
- Sans couture
- Conformité parfaite grâce à des zones spécialement tricotées
- Effet massant du tissu compressif
- Facile à porter et à utiliser



Manucare III stable


Support de poignet avec sangle stabilisatrice

Manucare III plus

Support de poignet avec pouce

Caractéristiques

- Conception de manchon facile à installer et à retirer
- Conformité et confort élevés grâce à la forme anatomique
- Système velcro pratique et boucles pour régler la pression
- Dragonne pour plus de stabilisation (4542)



Malleocare step

Chevillère

Caractéristiques

- Facile à utiliser grâce aux sangles velcro réglables
- Confort de port parfait grâce au rembourrage.
- Coques de protection de forme anatomique latérale et médiale.
- Conception universelle qui s'adapte à toutes les tailles



Dosicare maternity

Dosicare maternity plus

Supports lombaires pour la grossesse

Caractéristiques

- Effet amortissant avec un tissu doux de haute qualité
- Facile à installer et à retirer grâce au système velcro pratique et aux boucles pour les mains.
- Stabilisation supérieure grâce aux sangles supérieures réglables.
- Nervures flexibles pour une légère limitation.
- Sangles d'aine réglables pour plus de confort (Modèle.2720)




PRIME





1170 Reinforced collar

Collier cervical renforcé



Indications

Syndrome cervical (dégénératif, post-traumatique, hernie discale cervicale, entorse/spasme cervical, céphalée de tension)

Mode d'action

Soutient les articulations et les muscles cervicaux, procure un effet chauffant et proprioceptif, limite légèrement les mouvements cervicaux dans toutes les directions

Caractéristiques


Tissu en microfibre perméable à l'air, éponge haute densité, support en polyéthylène

Couleur Ref: 11701 Beige, Ref: 11703 Noir



1180 Soft collar

Collier cervical souple



Indications

Syndrome cervical (dégénératif, post-traumatique), hernie discale cervicale, entorse/spasme cervical, céphalée de tension

Mode d'action

Soutient les articulations et les muscles cervicaux, procure un effet chauffant et proprioceptif, limite légèrement les mouvements cervicaux dans toutes les directions

Caractéristiques


Feuille de mousse et de microfibre de forme anatomique haute densité et durable

Couleur Ref: 11801 Beige, Ref: 11803 Noir



1330 Clavicare

Support de clavicule



Indications

Fractures de la clavicule, luxations de la clavicule, blessures à l'épaule

Mode d'action

Maintient les épaules dans un alignement normal et aide à la guérison des fractures claviculaires, l'orthèse est utilisée pour stabiliser les ligaments blessés, la douleur

liée au mouvement peut être réduite par le maintien dans une position sécurisée

Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau en velours de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, confortable lorsqu'il est allongé sur le dos



Indications

Traitement non chirurgical après luxation antérieure de l'épaule et/ou subluxation chronique, après réparation de la coiffe des rotateurs

Mode d'action

Stabilise le complexe de l'épaule, prévient la subluxation/luxation inférieure humérale

1741 Velpocare

Immobilisateur d'épaule




Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau en velours de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, stabilisation supplémentaire grâce à la sangle de corps



3510 Armsling velcro

Écharpe de bras



Indications

Décompressions sous-acromiales, instabilité globale de l'épaule, luxation/subluxation de l'épaule, séparation des épaules, fractures humérales non déplacées

Mode d'action

Stabilise le complexe de l'épaule, empêche la subluxation/luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale

Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau en tissu éponge de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, stabilisation supplémentaire grâce à la sangle de corps, plus confortable avec manchon pour le pouce



Indications

Immobilisation post-opératoire, après chirurgie de reconstruction de la coiffe des rotateurs, décompression sous-acromiale, immobilisation conservatrice de l'épaule

Mode d'action

Fournit un positionnement spécial pour le complexe de l'épaule en abduction à 15 degrés, empêche la subluxation de l'épaule

3511 Shoulder abduction 15

Coussin d'abduction d'épaule 15°



Caractéristiques

Positionnement parfait grâce au coussin de forme anatomique, bretelles confortables et ajustables, tissu de fixation velcro de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, stabilisation supplémentaire par la sangle de poitrine, écharpe de bras amovible



3512
Shoulder abduction 30/45
Coussin d'abduction d'épaule 30/45°

universel

Indications
Immobilisation post-opératoire, après chirurgie de reconstruction de la coiffe des rotateurs, décompression sous-acromiale, immobilisation conservatrice de l'épaule

Mode d'action
Fournit un positionnement spécial pour le complexe de l'épaule en abduction à 30 ou 45 degrés, prévenir la subluxation de l'épaule

Caractéristiques
Positionnement parfait grâce au coussin de forme anatomique, positionnement optionnel à 30 ou 45 degrés, bretelles confortables et ajustables, tissu de fixation velcro de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, stabilisation supplémentaire par la sangle de poitrine, écharpe de bras amovible



3513
Shoulder abduction lateral
Coussin d'abduction d'épaule

universel

Indications
Immobilisation post-opératoire, après chirurgie de reconstruction de la coiffe des rotateurs, décompression sous-acromiale, immobilisation conservatrice de l'épaule

Mode d'action
Fournit un positionnement spécial pour le complexe de l'épaule en abduction latérale, empêche la subluxation de l'épaule

Caractéristiques
Positionnement parfait grâce au coussin de forme anatomique, bretelles confortables et ajustables, tissu de fixation velcro de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, stabilisation supplémentaire par la sangle de poitrine, écharpe de bras amovible



1335 Acromio clavicare
Attelle de clavicule

universel

Indications
Luxation, déformation et lésion de l'articulation acromio-claviculaire

Mode d'action
Maintient les épaules dans un alignement normal et aide à la guérison des fractures claviculaires

Caractéristiques
Bretelles confortables et ajustables, matériau en velours de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



3910 Epicare Comfort
Coudière tricotée avec coussinets en silicone

cm	
	S : 20-23
	M : 23-27
	L : 27-30
	XL : 30-32
	XXL : 32-35

Indications
Téno-synovite du coude, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, douleur au coude, épicondylite latérale et médiale (tennis elbow, golfer's elbow)

Mode d'action
Aide à maintenir une position articulaire correcte et un soutien musculaire pendant la fonction, soutient les tissus

mous autour du coude, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques
Tricoté anatomiquement et soutenu par des coussinets latéraux en silicone, zones tricotées très confortables au pli du coude, Système de tricot confortable et respirant à haute élasticité



3920 Epicare Comfort plus
Coudière tricotée avec coussinets en silicone et sangle pour épicondylite

cm	
	S : 20-23
	M : 23-27
	L : 27-30
	XL : 30-32
	XXL : 32-35

Indications
Téno-synovite du coude, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, douleur au coude, épicondylite latérale et médiale (tennis elbow, golfer's elbow)

Mode d'action
Aide à maintenir une position articulaire correcte et un soutien musculaire pendant la fonction, soutient les tissus mous autour du coude, fournit

un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques
Tricoté anatomiquement et soutenu par des coussinets latéraux en silicone, zones tricotées très confortables au pli du coude, système de tricot à grande élasticité et confort respirant, sangle de maintien amovible pour réglage de la pression par système velcro



3110 Epicare brace
Coudière

universel

Indications
Épicondylite latérale et médiale (tennis elbow, golfer's elbow)

Mode d'action
Réduit la tension sur les attaches musculaires et tendineuses affectées dans le coude grâce au coussin de pression.

Caractéristiques
Conception simple, facile à installer et efficace, pression réglable par système velcro et pad silicone amovible



3120 Epicare

Coudière

universel

Indications

Épicondylite latérale et médiale (tennis elbow, golfer's elbow)

Mode d'action

Réduit la tension sur les attaches musculaires et tendineuses affectées dans le coude grâce au coussin de pression.

Caractéristiques

Conception simple, facile à enfiler et efficace, pression réglable par système de velcro et coussinet en silicone amovible



4910 Manucare II Comfort

Orthèse de poignet tricotée avec sangle de stabilisation

cm	gauche/droite
	S : 14-16
	M : 16-18
	L : 18-20
	XL : 20-22

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, fractures du poignet après utilisation de plâtre, douleurs articulaires rhumatismales (Arthralgie), douleur ganglionnaire, traumatismes des tissus mous du poignet

Mode d'action

Fournit plus de stabilisation avec une sangle supplémentaire, libre

amplitude de mouvement pour le pouce

Caractéristiques

Système de tricot confortable et respirant, haute élasticité, forme anatomique et coupe ajustée, système de sangles velcro pour une compatibilité élevée, plus de stabilisation et de réglage de la pression dans les zones d'articulation spécialement tricotées, attelle thermoplastique réformable



4515 Manucare Comfort

Support de poignet

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, période post-plâtrage dans les fractures du poignet

Mode d'action

Stabilise le poignet, libre amplitude de mouvement pour le pouce

Caractéristiques

Conformité et confort élevés grâce au tissu en polypropylène high-tech respirant, évacuant l'humidité et anti-allergique, conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce; Facile à mettre et à enlever grâce à son système velcro pratique, attelle thermoplastique reformable



4525 Manucare Comfort plus

Orthèse de poignet-pouce

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Troubles articulaires MCP, dégénérescences articulaires CMC, de Quervain, conditions avec canal carpien et de Quervain

Mode d'action

Stabilise le poignet et le pouce

Caractéristiques

Conformité et confort élevés grâce au tissu en polypropylène

de haute technologie anti-allergique qui peut transférer l'air et l'humidité fournis par le tissu en polypropylène produit avec une technologie de pointe, conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce; facile à mettre et à enlever grâce à son système velcro pratique, attelle thermoplastique réformable



4535 Thenarcare Comfort

Orthèse poignet-pouce

cm	gauche/droite
	XS : 13-14
	S : 14-16
	M : 16-18
	L : 18-20
	XL : 20-22

Indications

Modifications dégénératives du 1er MCP, de Quervain, arthrose, troubles traumatiques

Mode d'action

Stabilise les articulations MCP et CMP du pouce

Caractéristiques

Conformité et confort élevés grâce au tissu en polypropylène de haute technologie anti-

allergique qui peut transférer l'air et l'humidité fournis par le tissu en polypropylène produit avec une technologie de pointe, conception de forme anatomique, sangle velcro réglable pour une compression et un soutien supplémentaires, attelle thermoplastique réformable



4545 Manucare Comfort stable

Orthèse de poignet avec sangle de stabilisation

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, fractures du poignet après utilisation de plâtre

Mode d'action

Soutient le poignet, fournit plus de stabilisation avec une sangle supplémentaire, libre amplitude de mouvement pour le pouce

Caractéristiques

Conformité et confort élevés grâce au tissu en polypropylène de haute technologie anti-allergique qui peut transférer l'air et l'humidité fournis par le tissu en polypropylène produit avec une technologie de pointe, conception de forme anatomique



1320 Posturecare

Soutien postural

cm	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120
----	--

Indications

Mauvaise posture, déviations posturales ou déviations vertébrales, trouble postural, faiblesse musculaire et/ou déséquilibre dans le dos

Mode d'action

Aide à maintenir une posture droite, fournit un effet

proprioceptif et un processus de guérison pour les muscles du dos

Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, bretelles réglables, ressorts souples pour une légère limitation



1710 Sternicare

Support de sternum avec baleines flexibles

1711 Sternicare plus

Support de sternum avec baleinage

cm	S : 65-75 M : 75-85 L : 85-95 XL : 95-105 XXL : 105-115
----	---

Indications

Après une chirurgie du sternum, lorsque la stabilisation du sternum est nécessaire


Mode d'action

Stabilise les articulations sternoclaviculaires et la cage thoracique, aide à la guérison dans la période post-opératoire en fournissant une

compression et un effet proprioceptif

Caractéristiques

Tissu élastique de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, bretelles réglables, plus de stabilisation avec des tiges



2550 Dorsocare

Soutien lombaire

cm	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120 XXL : 120-135
----	---

Indications

Stabilisation thoracique et lombaire, immobilisation postopératoire, lombalgie aiguë et chronique

Mode d'action

Soutient et maintient la position posturale correcte de la colonne vertébrale, limite légèrement les mouvements de la colonne vertébrale dans toutes les directions, fournit un effet

proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique et aux passants pour les mains, stabilisation et conformité supérieures grâce aux sangles réglables, tiges de limitation



2510 Abdominocare

Soutien abdominal

cm	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120 XXL : 120-135
----	---

Indications

Opération post-abdominale

Mode d'action

Maintient les muscles abdominaux dans la plage intérieure et prévient toute faiblesse supplémentaire, soutenir la paroi abdominale pour la guérison après une chirurgie

Caractéristiques

Doux pour la peau, tissu élastique respirant de haute qualité, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



2540 Lumbocare high

Support lombaire haut avec baleines

cm	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120 XXL : 120-135
----	---

Indication

Lombalgie aiguë, disque dégénératif, spasme paravertébral, lumbago, irritations des articulations sacro-iliaques

Mode d'action

Soutient et stabilise la région lombaire et mi-thoracique, améliore la structure de la colonne vertébrale, soulage le stress dans les segments affectés, réduit légèrement la

lordose, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité, doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique et aux passants pour les mains, stabilisation supérieure et conformité parfaite grâce aux sangles réglables, tiges de limitation



2530 Lumbocare light

Support lombaire avec baleines flexibles

cm	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120 XXL : 120-135
----	---

Indications

Lombalgie aiguë et chronique, dysfonctionnement du nerf sciatique, après traction lombaire, changements hypermobiles et dégénératifs

Mode d'action

Soutient et stabilise la région lombaire, améliore la structure de la colonne vertébrale, supprime le stress des segments affectés, réduit

légèrement la lordose, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison


Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique et aux passants pour les mains, stabilisation supérieure et conformité parfaite grâce aux sangles réglables, nervures flexibles pour une légère limitation



2526 Lumbocare Inno-II

Ceinture de soutien lombaire à double serrage. 2 hauteurs: 21 et 26 cm

cm	S : 60-75
	M : 75-90
	L : 90-105
	XL : 105-120
	XXL : 120-135

Indications

Lombalgie aiguë et chronique, dysfonctionnement du nerf sciatique, après traction lombaire, hypermobilité dans la région lombaire

Mode d'action

Soutient et stabilise la région lombaire, renforce la bonne position de la colonne vertébrale, supprime le stress des segments affectés, réduit légèrement la lordose


Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique et aux passants pour les mains, stabilisation supérieure et conformité parfaite grâce aux sangles réglables, baleinages souples à l'arrière et nervures à l'avant pour limitation des mouvements.



2521 Lumbocare Inno-I

Soutien lombaire à double serrage

cm	S : 60-75
	M : 75-90
	L : 90-105
	XL : 105-120
	XXL : 120-135

Indications

Lombalgie aiguë et chronique, dysfonctionnement du nerf sciatique, après traction lombaire, hypermobilité dans la région lombaire

Mode d'action

Soutient et stabilise la région lombaire, améliore la structure de la colonne vertébrale, supprime le stress des segments affectés


Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique et aux passants pour les mains, stabilisation supérieure et conformité parfaite grâce aux sangles réglables, tiges souples à l'arrière et nervures à l'avant pour limitation



2560 Dorsocare Inno

Soutien lombaire + vertébral

cm	S : 60-75
	M : 75-90
	L : 90-105
	XL : 105-120
	XXL : 120-135



Indications

Stabilisation thoracique et lombaire, immobilisation postopératoire, lombalgie aiguë et chronique, troubles posturaux

Mode d'action

Soutient et maintient la position posturale correcte de la colonne vertébrale, limite légèrement les mouvements de la colonne vertébrale dans toutes les directions


Caractéristiques

Tissu élastique respirant de haute qualité et doux pour la peau, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



2910 Lumbocare Comfort

Ceinture de soutien lombaire

cm	S : 60-75
	M : 75-90
	L : 90-105
	XL : 105-120
	XXL : 120-135

Indications

Mal de dos aigu, modifications dégénératives de la colonne vertébrale, spasme musculaire paravertébral, problèmes d'articulations ilio-sacrées, lumbago, syndrome post-discectomie, inflammation des facettes articulaires, déséquilibre musculaire et faiblesse

Mode d'action

Soutient et stabilise la région

lombaire, améliore la structure de la colonne vertébrale, supprime le stress des segments affectés, réduit légèrement la lordose

Caractéristiques

Conception de forme anatomique, technologie de tricot confortable respirante, flexible et compressive, armature en acier confortable, système de velcro pratique qui s'enfile et s'enlève rapidement




2110 Dosaicare

Support lombaire

2130 Dosaicare plus

Support lombaire

cm	S : 64-72
	M : 72-80
	L : 80-90
	XL : 90-100
	XXL : 100-110

Indications

Mal de dos aigu, disque dégénératif, spasme musculaire paravertébral, muscles du dos faibles, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Mode d'action

Soutient les articulations et les tissus mous de la région

lombaire, apport thermique, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Tissu élastique doux pour la peau, de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, conformité élevée au niveau de la région abdominale avec




2710 Dosaicare maternity

Soutien lombaire pour la grossesse

2720 Dosaicare maternity plus

Soutien lombaire pour la grossesse avec soutien au niveau de l'aîne

cm	S : 70-85
	M : 85-100
	L : 100-115

Indications

Mal de dos aigu, modifications dégénératives de la colonne vertébrale, spasme paravertébral, lombalgie mécanique, lumbago avec insuffisance


Mode d'action

Fournit un soutien du bassin à la région thoracique moyenne, fournit une rétroaction pour

l'alignement postural et les schémas de mouvement

Caractéristiques

Effet de rembourrage avec un tissu doux de haute qualité, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique et aux passants pour les mains, stabilisation supérieure avec sangles supérieures réglables, nervures flexibles pour une légère limitation



6910 Genucare Comfort

Genouillère élastique tricotée avec rotule en silicone et côtes élastiques

	A	B
	XS : 41-43	28-31
	S : 43-46	31-34
	M : 46-49	34-37
	L : 49-52	37-40
	XL : 52-56	40-43
	XXL : 56-58	43-46

Indications

Polyarthrite rhumatoïde, arthrose, post-traumatique et post-opératoire, sentiment d'instabilité, épanchements et gonflements articulaires, syndrome fémoro-patellaire douloureux, bursite

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit l'épanchement et l'enflure,

l'anneau rotulien crée un effet de massage et soutient la fonction articulaire, améliore la mobilité articulaire et réduit la douleur

Caractéristiques

Système de tricot respirant et confortable, conformité élevée grâce à des zones spécialement tricotées au niveau de la zone poplitée, haute élasticité, soutenu, avec anneau en silicone, nervures médianes et latérales à ressort



6920 Genucare Comfort plus

Genouillère élastique tricotée avec rotule en silicone, sangles stabilisatrices et côtes élastiques

	A	B
	XS : 41-43	28-31
	S : 43-46	31-34
	M : 46-49	34-37
	L : 49-52	37-40
	XL : 52-56	40-43
	XXL : 56-58	43-46

Indications

Polyarthrite rhumatoïde, arthrose, post-traumatique et post-opératoire, sentiment d'instabilité, épanchements et gonflements articulaires, syndrome fémoro-patellaire douloureux, bursite

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit l'épanchement et l'enflure, l'anneau rotulien crée un effet de

massage et soutient la fonction articulaire, améliore la mobilité articulaire et réduit la douleur

Caractéristiques

Système de tricot confortable et respirant, conformité élevée grâce à des zones spécialement tricotées au niveau de la zone poplitée, haute élasticité, soutenue par des nervures de ressort médianes et latérales, stabilisation assurée par des sangles élastiques enveloppantes



6730 Genucare AirX ligament

Genouillère avec coussin rotulien et côtes élastiques

	S : 30-34
	M : 34-38
	L : 38-42
	XL : 42-46
	XXL : 46-50

Indications

Polyarthrite rhumatoïde, arthrose, Post-traumatique et post-opératoire, syndrome fémoro-patellaire douloureux, sentiment d'instabilité, bursite

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit l'épanchement et l'enflure, l'anneau rotulien crée un effet de massage et soutient la fonction articulaire, améliore la

mobilité articulaire et réduit la douleur

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des nervures à ressort médianes et latérales et des sangles élastiques enveloppantes



6735 Genucare AirX ligament wrap

Genouillère avec nervures à ressort

	S : 30-34
	M : 34-38
	L : 38-42
	XL : 42-46
	XXL : 46-50

Indications

Polyarthrite rhumatoïde, arthrose, post-traumatique et post-opératoire, sentiment d'instabilité, bursite

Mode d'action

Soutenir et stabiliser l'articulation du genou, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des nervures à ressort médianes et latérales et des sangles élastiques enveloppantes



6750 Genucare AirX stable

Genouillère ligamentaire avec articulation polycentrique

	S : 30-33
	M : 34-38
	L : 38-42
	XL : 42-46
	XXL : 46-50

Indications

Blessures du LCA et du PCL. Dégénéscences méniscales de 1er et 2e degré, lésion ligamentaire collatérale, polyarthrite rhumatoïde, bursite

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, l'anneau rotulien et la découpe rotulienne offrent un soutien supplémentaire, empêche l'hyperextension, le

matériau Air-X fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des charnières polycentriques médiales et latérales et des sangles élastiques enveloppantes



6755 Genucare AirX wrap

Genouillère ligamentaire ouverte avec articulation polycentrique

	S : 30-34
	M : 34-38
	L : 38-42
	XL : 42-46
	XXL : 46-50

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénéscence du ménisque de 1er et 2e degré, lésion ligamentaire collatérale, polyarthrite rhumatoïde, bursite

Mode d'action

Soutient et stabilise le genou et l'articulation, empêche l'hyperextension, le matériau Air-X fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, facile à installer et à retirer grâce à la conception enveloppante de forme anatomique, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des charnières polycentriques médiales et latérales



6770 Genucare AirX ROM

Genouillère avec limitation d'extension/flexion

- **Extension:** 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- **Flexion:** 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

	cm	S : 30-34
		M : 34-38
		L : 38-42
		XL : 42-46
		XXL : 46-50

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénérescence du ménisque de 1er et 2e degré, traitement conservateur des lésions ligamentaires collatérales, polyarthrite rhumatoïde, blessures du ménisque, dans les problèmes traumatiques ou dégénératifs de l'articulation du genou, arthrose légère à modérée, bursite

Mode d'action

Fournit un ajustement sûr au

niveau du genou et de l'articulation avec limitation de l'extension et de la flexion, soutient et stabilise le genou

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, facile à installer et à retirer grâce à la conception enveloppante de forme anatomique, plus de respect de la zone de confort au niveau de la zone poplitée et des sangles à boucles enveloppantes



6775 Genucare AirX ROM wrap

Genouillère avec limitation d'extension/flexion

- **Extension:** 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- **Flexion:** 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

	cm	S : 30-34
		M : 34-38
		L : 38-42
		XL : 42-46
		XXL : 46-50

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénérescence du ménisque de 1er et 2e degré, traitement conservateur des lésions ligamentaires collatérales, polyarthrite rhumatoïde, Blessures du ménisque, dans les problèmes traumatiques ou dégénératifs de l'articulation du genou, arthrose légère à modérée, bursite

Mode d'action

Fournit un ajustement sûr au

niveau du genou et de l'articulation avec limitation de l'extension et de la flexion, soutient et stabilise le genou

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, facile à installer et à retirer grâce à la conception enveloppante de forme anatomique, plus de respect de la zone de confort au niveau de la zone poplitée et des sangles à boucles enveloppantes



6741 Genucare AirX patella

Genouillère avec coussin rotulien

	cm	S : 30-34
		M : 34-38
		L : 38-42
		XL : 42-46
		XXL : 46-50

Indications

Arthrose, épanchement, syndrome fémoro-patellaire douloureux, sentiment d'instabilité, bursite

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, l'anneau rotulien crée un effet

de massage, fournit de la chaleur, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Matériau Air-X innovant respirant et évacuant l'humidité, conception de forme anatomique et bien ajustée soutenue par un anneau rotulien



6760 Genucare AirX hyperX

Genouillère pour la prévention de l'hyperextension

	cm	S : 30-33
		M : 33-36
		L : 36-39
		XL : 39-42
		XXL : 42-45

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénérescences méniscales de 1er et 2e degré, lésion ligamentaire collatérale, polyarthrite rhumatoïde

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, l'anneau rotulien et la découpe rotulienne offrent un soutien supplémentaire, fournit un effet proprioceptif et un

processus de guérison, empêche l'hyperextension

Caractéristiques

Prévention de l'hyper extension grâce aux sangles croisées à l'arrière et aux charnières polycentriques médiales et latérales, grande souplesse grâce aux bandes velcro à l'avant, enfilage facile et port confortable grâce au matériau spécial de la zone poplitée



6310 Genucare immobiliser

Immobilisateur de genou

	cm	S : 40
		M : 50
		L : 60

Indications

Immobilisation postopératoire, blessures du ménisque, blessures du LCA et du PCL

Mode d'action

Immobilise le genou

Caractéristiques

Trois panneaux de conception, application facile grâce au

système velcro pratique des panneaux et des sangles, tiges de stabilisation médiale, latérale et postérieure, conformité élevée grâce à un matériau en tissu éponge doux pour la peau et durable



6325 Genucare ROM-T

Genouillère avec limitation de flexion/extension et réglage télescopique de la longueur

Extension Limitation:
-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°
Flexion Limitation:
0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

universel

Indications

Immobilisation postopératoire, Immobilisation après une blessure au genou, stabilisation sécurisée des ligaments blessés

Mode d'action

Immobilisation, mobilisation contrôlée, stabilisation collatérale de l'articulation du genou

Caractéristiques

Ajustement parfait de la longueur grâce à la conception télescopique et au système coulissant à bouton-poussoir, enroulez autour des sangles velcro pratiques, protection et confort grâce au rembourrage, large plage de limites de flexion/extension, charnière ROM à réglage rapide



7910 Malleocare Comfort

Chevillère tricotée avec coussinets en silicone

	XS : 17-20
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Instabilité chronique de la cheville, lésions ligamentaires, épanchement/gonflement articulaire

Mode d'action

Le tricot de confort élastique stabilise la cheville et fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison, les coussinets dans la zone de la malléole favorisent la circulation sanguine et

réduisent la raideur articulaire grâce à son effet de massage

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et coussinets en silicone sur les côtés qui créent un effet de massage, technologie de tricot confortable, qui a une grande flexibilité et peut transférer l'air et l'humidité, conformité élevée du patient avec des zones spéciales autour de la cheville



7920 Achicare Comfort

Orthèse tricotée pour le tendon d'Achille

	XS : 17-20
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Inflammations chroniques et aiguës du tendon d'Achille, inflammation post-traumatique et postopératoire, achillodynie, achillobursite

Mode d'action

Fournit un soutien proprioceptif et accélère le processus de guérison, technologie de tricot confortable, qui a une grande flexibilité et peut transférer l'air et l'humidité

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et coussinets en silicone sur les côtés qui créent un effet de massage, technologie de tricot confortable, qui a une grande flexibilité et peut transférer l'air et l'humidité



7930 Malleocare strap

Support de cheville tricoté avec coussinets en silicone et sangle de stabilisation

	XS : 17-20
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Instabilité chronique de la cheville, lésions ligamentaires, épanchement/gonflement articulaire

Mode d'action

Le tricot de confort élastique stabilise la cheville et fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison, les coussinets au niveau de la malléole favorisent la circulation

sanguine et réduisent les raideurs articulaires grâce à leur effet massant

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et coussinets en silicone sur les côtés qui créent un effet de massage, technologie de tricot confortable, qui a une grande flexibilité et peut transférer l'air et l'humidité



7210 Foot lifter

Chevillère en flexion dorsale

universel

Indications

Pied tombant, neuropathie péronière, problèmes de santé où la dorsiflexion est insuffisante

Mode d'action

Soutient et facilite la marche en maintenant le pied dans la bonne position

Caractéristiques

Conception simple et efficace, tissu velcro confortable, de haute qualité et durable, système de velcro pratique facile à attacher et à enlever, fixation de chaussures en option



7510 Malleocare pro

Chevillère

	XS : 18-21
	S : 21-24
	M : 24-27
	L : 27-30

Indications

Instabilité chronique de la cheville, entorses de la cheville, protection de l'articulation après un traumatisme, inflammation de l'articulation de la cheville, blessures ligamentaires légères

Mode d'action

Fournit une très bonne stabilisation dans les mouvements de pronation et de supination, protège la cheville

Caractéristiques

Tiges stabilisatrices latérales et médiales protégeant la malléole, laçage permettant un ajustement individuel de l'orthèse, le système de sangle à deux côtés stabilisant la cheville, conception anatomique et rembourrage pour le confort et la conformité



7190 Hallux valgus light

Sangle hallux valgus

7191 Hallux valgus combo

Sangle de nuit hallux valgus

gauche/droite universel

Indications

Traitement conservateur ou postopératoire de l'hallux valgus

Mode d'action

Réduit la charge sur les articulations des orteils en tirant efficacement le doigt, aide l'orteil à prendre la bonne position

Caractéristiques

Conception simple et efficace, Confortable et facile à utiliser grâce aux bandes velcro élastiques, léger pour être utilisé dans les chaussures



7440 Walker boot short

Orthèse cheville-pied

pointure	S	: 36-39
	M	: 40-44
	L	: 44-46,5

Indications

Fractures stables du pied et des articulations, conditions nécessitant une stabilisation post-fracture, après luxation de l'articulation supérieure de la cheville, après des lésions ligamentaires, des tissus mous ou des tendons (postopératoires, conservateurs)

Mode d'action

Fournit une stabilisation dans les mouvements de pronation et de supination de la cheville, protège la cheville, marche physiologique grâce à la conception de la semelle à bascule

Caractéristiques

Rembourrage grand confort qui protège le pied et la cheville, facile à utiliser grâce aux sangles velcro réglables



7445 Walker boot long

Orthèse cheville-pied

pointure	S	: 36-39
	M	: 40-44
	L	: 44-46,5

Indications

Fractures stables du pied et des articulations (non chirurgicales), conditions nécessitant une stabilisation post-fracture, après luxation de l'articulation supérieure de la cheville, après des lésions ligamentaires, des tissus mous ou des tendons (post-opératoires, non chirurgicales)

Mode d'action

Fournit une stabilisation dans les mouvements de pronation et de supination de la cheville, protège la cheville, marche physiologique grâce à la conception de la semelle à bascule

Caractéristiques

Rembourrage grand confort qui protège le pied et la cheville, facile à utiliser grâce aux sangles velcro réglables



7446 ROM Walker

Orthèse cheville-pied

pointure	S	: 36-39
	M	: 40-44
	L	: 44-46,5

Indications

Fractures du péroné (conservatrices ou postopératoires), suite à des fractures-luxations du haut de la cheville, suite à des blessures de l'avant-pied et du médio-pied et du tarse (conservateur)

Mode d'action

Protège l'articulation de la cheville, grâce à son articulation

réglable, il limite/permets le mouvement selon le déroulement du traitement

Caractéristiques

Articulation ROM limitant la flexion plantaire, la flexion dorsale et l'immobilisation, facile à utiliser avec des sangles velcro réglables



7420 Malleocare step

Chevillère

universel

Indications

Soins postopératoires et conservateurs après des lésions ligamentaires, entorses chroniques de la cheville/problèmes d'instabilité, après des déformations de la cheville

Mode d'action

Fournit une stabilisation dans les mouvements de pronation et

de supination de la cheville, confort de port parfait grâce au rembourrage

Caractéristiques

Facile à utiliser grâce aux sangles auto-agrippantes réglables, grand confort et protection grâce au rembourrage



7410 Foot guard

Orthèse cheville-pied

pointure	S	: 34-37
	M	: 38-41
	L	: 41-45

Indications

Conditions nécessitant un positionnement du pied, à risque d'ulcères aux orteils, instabilités chroniques de la cheville

Mode d'action

Le stabilisateur en T facile à régler aide à maintenir le pied dans la position souhaitée, aide à reposer le pied

Caractéristiques

Facile à utiliser grâce aux sangles auto-agrippantes réglables, grand confort et protection grâce au rembourrage amovible



7430 AFO

Orthèse cheville-pied

pointure	gauche/droite
	universel

Indications

Pied tombant, soins post opératoires après reconstructions ligamentaires, lésion/paralysie du nerf péronier

Mode d'action

Aide à la stabilité et limite la rotation, lève le pied dans la bonne position, soutient la zone du mollet, plus

confortable grâce à sa conception fine semi-rigide

Caractéristiques

Facile à utiliser grâce aux sangles velcro réglables, grand confort et protection grâce au rembourrage amovible



ENFANTS





1339 Clavicare kids

Support de clavicule pour les enfants

âge	S	: 3-6
	M	: 6-10

Indications

Fractures de la clavicule, luxations de la clavicule, blessures à l'épaule

Mode d'action

Maintient les épaules dans un alignement normal et aide à la guérison des fractures claviculaires, l'attelle est utilisée pour stabiliser les ligaments blessés, la douleur

liée au mouvement peut être réduite par le maintien dans une position sécurisée

Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau en velours de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, confortable lorsqu'il est allongé sur le dos



1749 Velpocare kids

Immobilisateur d'épaule pour enfants

âge	S	: 3-6
	M	: 6-10

Indications

Traitement non chirurgical après luxation antérieure de l'épaule et/ou subluxation chronique, après réparation de la coiffe des rotateurs, luxation de l'articulation acromio-claviculaire (non chirurgicale, postopératoire)

Mode d'action

Stabilise le complexe de l'épaule, prévient la subluxation/luxation inférieure de la glène humérale

Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau en velours de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



3519 Armsling kids

Écharpe de bras pour enfants

âge	S	: 3-6
	M	: 6-10

Indications

Décompressions sous-acromiales, instabilité globale de l'épaule, après chirurgie de reconstruction de la coiffe des rotateurs

Mode d'action

Stabilise le complexe de l'épaule, empêche la subluxation/luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale

Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau en tissu éponge de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, plus confortable avec manchon pour le pouce



4519 Manucare kids

Orthèse de poignet enfants avec sangles de stabilisation

cm	gauche/droite	
	S	: 10-11,5
	M	: 11,5-13
	L	: 13-14,5

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, fractures du poignet après utilisation de plâtre

Mode d'action

Soutient le poignet, fournir plus de stabilisation avec une sangle supplémentaire, libre amplitude de mouvement pour le pouce

Caractéristiques

Conformité et confort élevés, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, dragonne pour plus de stabilisation, attelle thermoplastique large et reformable



6319 Genucare immobiliser kids

Immobilisateur de genou

cm		
	S	: 20
	M	: 26
	L	: 32

Indications

Immobilisation postopératoire, blessures du ménisque, blessures du LCA et du PCL

Mode d'action

Immobilise le genou

Caractéristiques

Trois panneaux de conception, application facile grâce au système velcro pratique des

panneaux et des sangles, tiges de stabilisation médiale, latérale et postérieure, conformité élevée grâce à un matériau en tissu éponge doux pour la peau et durable



5010 Pavlic strap Ida

Bandage de pavlic

mois	S	: 2-6
	M	: 4-8
	L	: 6-9

Indications

Dysplasie de la hanche, subluxation ou luxation congénitale de la hanche, dysplasie congénitale et luxations de l'articulation de la hanche pouvant être observées chez les bébés jusqu'à l'âge de 9 mois

Mode d'action

Stabilise la tête fémorale en flexion et en abduction pour

prévenir la subluxation de la hanche et favoriser la maturation de la cavité acétabulaire peu profonde

Caractéristiques

Bretelles confortables et ajustables, matériau de haute qualité et durable, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, plus confortable et stable avec repose-pieds



BASE&SPORT





1190 Nelson collar

Collier cervical Nelson

	A	B
cm		
	0 : 8-10	30-40
	1 : 8-10	35-45
	2 : 8-10	40-50
	3 : 8-10	45-55

Indications

Hernie discale cervicale, entorse/spasme cervical, post-opératoire, difformité structurelle de la colonne cervicale

Mode d'action

Soutient les articulations et les muscles cervicaux, procure un effet chauffant et proprioceptif, limite légèrement les mouvements cervicaux dans le sens de la flexion/extension



Caractéristiques

Parties arrière et avant de forme anatomique, transparent aux rayons X



1160 Philadelphia collar

Collier cervical de Philadelphie

	0 : 4
cm	1 : 6
	2 : 8
	3 : 10

Indications

Traumatismes cervicaux, pré- et post-opératoire, pour l'immobilisation et la stabilisation cervicales, lésions cervicales des tissus mous

Mode d'action

Stabilise la colonne cervicale, procure un effet chauffant, soutient les tissus mous de la région cervicale



Caractéristiques

Parties arrière et avant de forme anatomique, transparent aux rayons X



1150 Vitrafix collar

Collier cervical avec support de menton

	A	B
cm		
	1 : 6-8	30-40
	2 : 6-8	35-45
	3 : 8-10	40-50
	4 : 8-10	45-55

Indications

Entorses/spasmes cervicaux, hernie discale de service, torticolis

Mode d'action

Soutient les articulations et les muscles cervicaux, limite les mouvements cervicaux dans le sens de la flexion/extension



Caractéristiques

Attelle en polyéthylène haute densité, entourage avec rembourrage et cuir doux pour la peau



1140 Vitra collar

Collier cervical

	A	B
cm		
	1 : 6-8	30-40
	2 : 6-8	35-45
	3 : 8-10	40-50
	4 : 8-10	45-55

Indications

Entorses/spasmes cervicaux, hernie discale cervicale, torticolis

Mode d'action

Soutient les articulations et les muscles cervicaux, limite les mouvements cervicaux dans le sens de la flexion/extension


Caractéristiques

Attelle en polyéthylène haute densité, bords recouverts de cuir extra doux pour plus de confort



3410 Armsling

Écharpe de bras

cm	
	S : 34
	M : 38
	L : 44

Indications

Fracture de l'humérus, blessures à l'épaule, stabilisation du bras, conditions plâtrées de l'avant-bras

Mode d'action

Stabilise le complexe de l'épaule, empêche la subluxation/luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale


Caractéristiques

Bretelles durables et ajustables, tissu léger, respirant et confortable



3411 Armsling light

Echarpe d'immobilisation d'épaule

cm	
	S : 30-36
	M : 36-42
	L : 42-48

Indications

Fracture de l'humérus, blessures à l'épaule, stabilisation du bras, conditions plâtrées de l'avant-bras

Mode of Action

Stabilise le complexe de l'épaule, empêche la

subluxation/luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale

Caractéristiques

Bretelles durables et ajustables, tissu léger, respirant et confortable



2610 Dosaicare active

Support lombaire thermique

cm	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110
----	---

Indications

Spasme musculaire paravertébral, mal de dos aigu, garder au chaud

Mode d'action

Soutient et stabilise la région lombaire, améliore la structure de la colonne vertébrale, augmente le flux sanguin, fournit de la chaleur, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Conception anatomique et ajustée, matériau néoprène de haute qualité



2810 Back support wool

Support lombaire

cm	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120 XXL : 120-135
----	---

Indications

Rhumatisme, sciatique, post-traumatique

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et soulage la douleur, fournit de la chaleur

Caractéristiques

Laine angora élastique et de haute qualité



3130 Epicare active

Support de coude

cm	S : 20-23 M : 23-27 L : 27-30 XL : 30-32 XXL : 32-35
----	--

Indications

Ténosynovite du coude, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, douleur au coude

Mode d'action

Aide à maintenir une position articulaire correcte et un soutien musculaire pendant la fonction, soutient les tissus mous autour du coude, fournit

un effet proprioceptif et un processus de guérison en chauffant

Caractéristiques

Conception anatomique, simple et confortable



3135 Epicare active plus

Coudière avec sangle pour épicondylite

cm	S : 20-23 M : 23-27 L : 27-30 XL : 30-32 XXL : 32-35
----	--

Indications

Ténosynovite du coude, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, douleur au coude, épicondylite médiale et latérale

Mode d'action

Aide à maintenir une position articulaire correcte et un soutien musculaire pendant la fonction, soutient les tissus mous autour du coude, fournit

un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Forme anatomique, sangle de maintien amovible pour réglage de la pression par système velcro pads amovibles, largeur de bras supérieure réglable pour une meilleure conformité



3911 Epicare Easy

Coudière élastique tricotée

cm	S : 20-23 M : 23-26 L : 26-29 XL : 29-32 XXL : 32-35
----	--

Indications

Ténosynovite du coude, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, douleur au coude, épicondylite latérale et médiale (tennis elbow, golfer's elbow)

Mode d'action

Aide à maintenir une position articulaire correcte et un soutien musculaire pendant la

fonction, soutient les tissus mous autour du coude, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Tricoté anatomiquement et soutenu avec des zones spécialement tricotées au pli du coude, système de tricot confortable et respirant à haute élasticité



3125 Epicare plus

Strap de coude

universel

Indications

Épicondylite latérale et médiale (tennis elbow, golfer's elbow)

Mode d'action

Réduit la tension sur les attaches musculaires et tendineuses affectées dans le coude grâce au coussinet de pression


Caractéristiques

Design facile à enfiler et efficace, pression réglable par système velcro et coussinets amovibles



4511 Manucare

Orthèse de poignet

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, période post-plâtrage dans les fractures du poignet, douleurs articulaires rhumatismales (Arthralgie)

Mode d'action

Stabilise le poignet, libre amplitude de mouvement pour le pouce


Caractéristiques

Conformité et confort élevés grâce au tissu en polypropylène high-tech respirant, évacuant l'humidité et anti-allergique, conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce; Facile à mettre et à enlever grâce à son système velcro pratique



4531 Thenarcare

Orthèse poignet

cm	gauche/droite
	S : 10-14
	M : 14-18
	L : 18-22
	XL : 22-26

Indications

Modifications dégénératives du 1er MCP, de Quervain, arthrose, troubles traumatiques

Mode d'action

Stabilise les articulations MCP et CMP du pouce


Caractéristiques

Conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce ; facile à mettre et à enlever grâce à son système velcro pratique, attelle en aluminium



4521 Manucare plus

Support de poignet avec pouce

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Troubles articulaires MCP, dégénérescence articulaire CMC, de Quervain, conditions avec canal carpien et de Quervain

Mode d'action

Stabilise le poignet et le pouce.


Caractéristiques

Conformité et confort élevés, conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce; Facile à mettre et à enlever grâce à son système velcro pratique, attelle thermoplastique reformable



4522 Manucare III plus

Orthèse poignet-pouce

cm	gauche/droite
	S : 12-14
	M : 14-16
	L : 16-18
	XL : 18-20
	XXL : 20-22

Indications

Troubles articulaires, dégénérescence articulaire, tendinite De Quervain, situations pathologiques avec canal carpien et de Quervain

Mode d'action

Stabilise le poignet et le pouce


Caractéristiques

Conformité et confort élevés, conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce. Facile à mettre et à enlever grâce à son système auto-agrippant pratique, attelle thermoplastique réformable



4541 Manucare stable

Orthèse de poignet avec sangle de stabilisation

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, fractures du poignet après utilisation de plâtre, douleurs articulaires rhumatismales (Arthralgie)

Mode d'action

Soutient le poignet, fournir plus

de stabilisation avec une sangle supplémentaire, libre amplitude de mouvement pour le pouce


Caractéristiques

Conformité et confort élevés, conception de forme anatomique, large dragonne avec système velcro réglable offrant une compression et un soutien supplémentaires, attelle thermoplastique large et reformable



4542 Manucare III stable

Orthèse de poignet avec sangle de stabilisation

cm	gauche/droite
	XS : 14-15
	S : 15-16,5
	M : 16,5-18
	L : 18-19,5
	XL : 19,5-21
	XXL : 21-22,5

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, fractures du poignet après utilisation de plâtre, douleurs articulaires rhumatismales (Arthralgie)

Mode d'action

Soutient le poignet, fournir plus

de stabilisation avec une sangle supplémentaire, libre amplitude de mouvement pour le pouce


Caractéristiques

Conformité et confort élevés grâce au tissu en polypropylène de haute technologie anti-allergique qui peut transférer l'air et l'humidité fournis par le tissu en polypropylène produit avec une technologie de pointe



4911 Manucare easy

Orthèse de poignet élastique tricotée

cm	
	S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Indications

Traumatismes des tissus mous du poignet, douleur articulaire, tendinite et arthrite, conditions post-traumatiques et postopératoires, prophylactique

Mode d'action

Fournit plus de stabilisation

avec une sangle supplémentaire, libre amplitude de mouvement pour le pouce


Caractéristiques

Tricoté anatomiquement et soutenu avec des zones spécialement tricotées au poignet et à la main, haute élasticité



4320 Manucare active

Orthèses de poignet

cm	gauche/droite
	XS : 13-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Indications

Utilisation intense du poignet, période post-plâtrage Fractures de l'extrémité inférieure, ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes

Mode d'action

Stabilise le poignet, libre

amplitude de mouvement pour le pouce

Caractéristiques

Conception anatomique pour la main, le poignet et le pouce, facile à mettre et à enlever grâce à son système velcro pratique, attelle thermoplastique réformable



B10671 Strip splint

universel

B108 Frog splint

B109 Cot splint

B111 Baseball splint

S M L


B1070 Stax splints

1	5
2	5,5
3	6
4	7



4325 Manucare form

Orthèse de poignet avec attelle thermoplastique conforme

cm	gauche/droite
	S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Indications

Ténosynovite du poignet, instabilités carpiennes, syndrome du canal carpien, période post-plâtrage dans les fractures du poignet, douleurs articulaires rhumatismales (Arthralgie)

Mode d'action

Support à la fois palmaire et dorsal du poignet, stabilise


Caractéristiques

Meilleure conformité et confort grâce à la conception élastique, matérielle, anatomique et ajustée, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



4330 Thenarcare form

Orthèse avec attelle thermoplastique réformable

cm	gauche/droite
	XS : 13-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Indications


Modifications dégénératives du 1er MCP, de Quervain, affections dégénératives du pouce (arthrose), troubles traumatiques

Mode d'action

Stabilise les articulations MCP et CMP du pouce

Caractéristiques


Meilleure conformité et confort grâce au matériau élastique, à la forme anatomique et à la conception ajustée, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique, attelle thermoplastique réformable moulée sur mesure (turbocast)





5390 Thermal vest

Veste thermique

cm	
	L : 90-100 XL : 100-110

Indications


Baisse de stabilité du corps, circulation sanguine insuffisante, pour garder au chaud

Mode d'action

Augmente le flux sanguin, offre du soutien et de la chaleur


Caractéristiques

Anatomiquement formée et ajustée. Néoprène de haute qualité élastique



3026 Shoulder support

Support d'épaule

cm	
	S : 28-32 M : 32-35 L : 35-38

Indications

Baisse de stabilité du corps, circulation sanguine insuffisante, pour garder au chaud

Mode d'action

Augmente le flux sanguin, offre du soutien et de la chaleur


Caractéristiques

Forme anatomique et ajustée, matériau néoprène élastique et doux de haute qualité



5380 Thermal pant

Pantalon thermique

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Indications

Tension de l'aîne, inflammation des muscles abducteurs et fléchisseurs de la hanche, stabilisation de l'articulation de la hanche

Mode d'action

Augmente le flux sanguin, offre du soutien et de la chaleur


Caractéristiques

Anatomiquement formé et ajusté. Néoprène de haute qualité, élastique et doux pour la peau



5141 Groin support

Soutien à l'aîne

cm	gauche/droite
	S : 49-51 M : 51-54 L : 54-57 XL : 57-60

Indications

Tension de l'aîne, inflammation des muscles abducteurs et fléchisseurs de la hanche, stabilisation de l'articulation de la hanche

Mode d'action

Augmente le flux sanguin, améliore la proprioception, permet une flexion et un

allongement facile des muscles, offre du soutien, de la chaleur et soulage les tensions


Caractéristiques

Anatomiquement formé et ajusté, néoprène de haute qualité



6040 Thigh support

Support de cuisse

cm	
	S : 48-50 M : 50-52 L : 52-54 XL : 54-56 XXL : 56-58

Indications

Entorse des ischio-jambiers et des quadriceps, raideur musculaire des ischio-jambiers, contusions du quadriceps

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et améliore la coordination, fournit soutien et chaleur au haut de la jambe


Caractéristiques

Forme anatomique et bien ajusté, enfilage et retrait faciles grâce au système velcro pratique



6060 Calf support

Support de mollet

cm	
	S : 31-33 M : 33-35 L : 35-37 XL : 37-39 XXL : 39-41

Indications


Syndrome de loges, contusion Attelles de tibia, blessures musculaires du mollet

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et améliore la coordination, fournit les muscles du mollet, fournit des supports et de la chaleur

Caractéristiques

Forme anatomique et bien ajusté, enfilage et retrait faciles grâce au système velcro pratique



6157 Genucare jumper's knee

Support de genou pour le genou du "sauteur"

cm	
	S : 30-35
	M : 35-40
	L : 40-45

Indications

Osgood Schlatter (genou du sauteur)

Mode d'action

Soulage la douleur due à la pression appliquée sur le tendon rotulien, stabilise la rotule

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, renfort obtenus avec des sangles



6158 Genucare Luxa

Genouillère avec coussinet latéral

cm	
	S : 30-35
	M : 35-40
	L : 40-45

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, support avec coussinet rotulien et sangles

Indications

Subluxation de la rotule, latéralisation rotulienne, syndrome de rotule hypermobile

Mode d'action

Stabilise la rotule, décharge le tendon rotulien



6875 Knee strap Inno

Sangle tendon rotulien

cm	
	1 : 25-35
	2 : 35-45

Indications

Douleur due à un désalignement fémoro-patellaire, légères instabilités de l'articulation du genou

Mode d'action

Soulage la douleur due à la pression appliquée sur le tendon rotulien, stabilise la rotule

Caractéristiques

Confort et conformité élevés, conception ajustée de forme anatomique idéale pour le sport et l'exercice, coussinet en mousse compressive et sangle permettant d'ajuster la compression, conception universelle qui s'adapte à toutes les tailles, tissu bouclé durable



6876 Patellar tendon support

Sangle tendon rotulien

universel

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, soutenu par un coussin rotulien

Indications

Douleur due à un désalignement fémoro-patellaire, légères instabilités de l'articulation du genou

Mode d'action

Soulage la douleur due à la pression appliquée sur le tendon rotulien, stabilise la rotule



6130 Genucare ligament

Genouillère avec coussin rotulien et côtes élastiques

cm	
	XS : 27-30
	S : 30-33
	M : 33-36
	L : 36-39
	XL : 39-42
	XXL : 42-45

Indications

Polyarthrite rhumatoïde, arthrose, post-traumatique et post-opératoire, syndrome fémoro-patellaire douloureux, sentiment d'instabilité

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit l'épanchement et l'enflure,

l'anneau rotulien crée un effet de massage et soutient la fonction articulaire, améliore la mobilité articulaire et réduit la douleur

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des nervures à ressort médianes et latérales et des sangles élastiques enveloppantes



6135 Genucare ligament wrap

Genouillère avec nervures à ressort

cm	
	S : 30-33
	M : 33-36
	L : 36-39
	XL : 39-42
	XXL : 42-45

Indications

Polyarthrite rhumatoïde, arthrose, post-traumatique et post-opératoire, sentiment d'instabilité

Mode d'action

Soutenir et stabiliser l'articulation du genou, fournir un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques


Conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect

de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des nervures à ressort médianes et latérales et des sangles élastiques enveloppantes



6140 Genucare basic open

Genouillère avec rotule ouverte

cm	
	S : 30-34 M : 34-38 L : 38-42 XL : 42-46 XXL : 46-50

Indications

Arthrose, épanchement, autres affections douloureuses du genou

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit l'épanchement et l'enflure,

fournit de la chaleur, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison


Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, soutenu par un anneau rotulien



6141 Genucare patella

Genouillère avec coussin rotulien

cm	
	S : 30-33 M : 33-36 L : 36-39 XL : 39-42 XXL : 42-45

Indications

Arthrose, épanchement, autres affections douloureuses du genou, syndrome fémoro-patellaire douloureux

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit

l'épanchement et l'enflure, l'anneau rotulien crée un effet de massage, fournit de la chaleur, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison


Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, soutenu par un anneau rotulien



6150 Genucare stable

Genouillère avec coussin rotulien et charnière

cm	
	S : 30-34 M : 34-38 L : 38-42 XL : 42-46 XXL : 46-50

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénérescences méniscales de 1er et 2e degré, lésion ligamentaire collatérale Polyarthrite rhumatoïde

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, l'anneau rotulien et la découpe rotulienne offrent un soutien supplémentaire, fournit un effet proprioceptif et un

processus de guérison, empêche l'hyperextension


Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des nervures à ressort médiales et latérales / charnière et sangles élastiques enveloppantes



6155 Genucare stable wrap

Genouillère avec charnière

cm	
	S : 30-34 M : 34-38 L : 38-42 XL : 42-46 XXL : 46-50

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénérescences méniscales de 1er et 2e degré, lésion ligamentaire collatérale, polyarthrite rhumatoïde

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison, empêche l'hyperextension


Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, plus de respect de la zone de confort dans la zone poplitée, stabilisation assurée par des nervures à ressort médiales et latérales / charnière et sangles élastiques enveloppantes



6120 Genucare basic

Genouillère

cm	
	S : 30-34 M : 34-38 L : 38-42 XL : 42-46 XXL : 46-50

Indications

Arthrose, épanchement, autres affections douloureuses du genou

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, améliore la perfusion, réduit l'épanchement et l'enflure, fournit de la chaleur,

fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison


Caractéristiques

Conception de forme anatomique et bien ajustée, soutenu par un anneau rotulien



6160 Genucare hyperX

Genouillère pour la prévention de l'hyperextension

cm	
	S : 30-33 M : 33-36 L : 36-39 XL : 39-42 XXL : 42-45

Indications

Blessures du LCA et du PCL, dégénérescences méniscales de 1er et 2e degré, lésion ligamentaire collatérale, arthrite (polyarthrite rhumatoïde progressive)

Mode d'action

Soutient et stabilise l'articulation du genou, l'anneau rotulien et la découpe rotulienne offrent un soutien supplémentaire, améliore la proprioception, empêche l'hyperextension

Caractéristiques

Air-X élastique innovant respirant et évacuant l'humidité, prévention de l'hyper extension grâce aux sangles croisées à l'arrière et aux charnières polycentriques médianes et latérales, grande souplesse grâce aux bandes velcro à l'avant, facile à enfiler et confortable port dû au matériau spécial de la zone poplitée.



6510 Knee support wool

Genouillère

cm	
	S : 30-33
	M : 33-36
	L : 36-39
	XL : 39-42
	XXL : 42-45

Indications

Problèmes mineurs d'instabilité de l'articulation du genou, douleur au genou, pour garder le genou au chaud

Mode d'action

Soutient le genou et l'articulation, fournit de la chaleur, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Laine angora de haute qualité et élastique



6911 Genucare Easy

Genouillère élastique tricotée

	A	B
	S : 43-46	31-34
	M : 46-49	34-37
	L : 49-52	37-40
	XL : 52-55	40-43
	XXL : 55-58	43-46

Indications

Légère instabilité de l'articulation du genou, épanchements et gonflements articulaires, arthrose, manque de proprioception, bursite

Mode d'action

La compression du tissu tricoté provoque un effet de massage. Cela améliore la perfusion de

l'articulation et diminue l'enflure et l'épanchement, aide à soulager l'irritation et la douleur

Caractéristiques

Système de tricot respirant, conformité élevée avec des zones spécialement tricotées au niveau de la zone poplitée, utilisation confortable avec une grande élasticité



7620 Malleocare basic

Soutien de la cheville

cm	
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Tendinite à la cheville, Œdème de la cheville, arthrite et arthrose, compression pour faiblesse ligamentaire

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et réduit la raideur, fournit un effet

proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Forme anatomique et bien ajusté, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



7622 Malleocare basic plus

Orthèse de cheville avec strap

cm	
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Tendinite à la cheville, Œdème de la cheville, arthrite et arthrose, compression pour faiblesse ligamentaire

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et réduit la raideur, la sangle élastique offre plus de stabilisation

Caractéristiques

Forme anatomique et bien ajusté, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



7530 Ankle support light

Soutien de la cheville

cm	
	XS : 17-20
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Tendinite à la cheville, arthrite et arthrose, compression pour faiblesse ligamentaire

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et réduit la raideur musculaire, fournit un effet proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Forme anatomique et bien ajusté, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



7630 Malleocare flex

Orthèse de cheville avec inserts

cm	
	XS : 17-20
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Tendinite à la cheville, Œdème de la cheville, arthrite et arthrose, compression pour faiblesse ligamentaire

Mode d'action

Augmente le flux sanguin et réduit la raideur, fournit un effet

proprioceptif et un processus de guérison

Caractéristiques

Forme anatomique et bien ajusté, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



7640 Malleocare stable

Chevillère renforcée

cm	
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Fractures stables de la malléole, instabilité chronique de la cheville, lésions ligamentaires, soins postopératoires

Mode d'action

Protège la cheville et aide au mouvement, stabilise la cheville

Caractéristiques

Conception de forme anatomique, attelle en plastique qui protège et soutient la malléole, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



7642 Malleocare stable plus

Chevillère renforcée avec sangle de stabilisation

cm	
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Fractures stables de la malléole, instabilité chronique de la cheville, lésions ligamentaires, soins postopératoires

Mode d'action

Protège la cheville et aide au mouvement, stabilise la cheville, la sangle élastique offre plus de stabilisation

Caractéristiques

Conception de forme anatomique, attelle en plastique qui protège et soutient la malléole, facile à installer et à enlever grâce au système velcro pratique



7675 Malleocare form

Chevillère avec attelle thermoplastique réformable

cm	
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Fractures stables de la malléole, instabilité chronique de la cheville, lésions des ligaments médial et latéral de la cheville, distorsion de la cheville, stabilisation dans la période post-opératoire

Mode d'action

Stabilise la cheville

Caractéristiques

Meilleure conformité et confort grâce à l'attelle thermoplastique réformable (turbocast) qui est moulée pour s'adapter à l'anatomie particulière du patient, facile à utiliser grâce au système velcro pratique



7911 Malleocare Easy

Orthèse de cheville élastique tricotée

cm	
	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Indications

Inflammations chroniques et aiguës de la cheville, lésions ligamentaires, prophylaxie pour le sport

Mode d'action

Le tricot de confort élastique détend l'articulation légèrement instable et durcie et augmente le flux sanguin vers les tissus


mous entourant l'articulation en appliquant une compression, également avec la contribution de l'effet de massage créé par les mouvements du patient.

Caractéristiques

Conception de forme anatomique et coussinets en silicone sur les côtés qui créent un effet de massage



7110 Silicon insole

pointure 	S	: 36-38
	M	: 39-40
	L	: 41-42
	XL	: 43-44
	XXL	: 45-46

Indications

Pied plat, douleur générale au talon, conditions nécessitant une redistribution de la pression, fasciite plantaire

Mode d'action


En raison de sa fonction d'absorption des chocs, il aide à réduire la douleur au pied

Caractéristiques

Zones bleues absorbant les chocs, système de ventilation d'air, structure de forme anatomique avec soutien de la voûte plantaire, matériau en silicone haute tolérance



7120 Heel cup

pointure 	S	: 36-38
	M	: 39-41
	L	: 42-44

Caractéristiques

Zones bleues absorbant les chocs, structure de forme anatomique, matériau en silicone parfait

Indications

Achillodynie, épéron calcanéen, la déformation de Haglund, fasciite plantaire, douleur calcanéenne

Mode d'action

Zone de pression souple pour l'os calcanéen, soulager la pression sur l'épine calcanéenne



7130 Metatarsal cushion

universel

Indications

Irritations de la zone métatarsienne, callosités de la tête métatarsienne, métatarsalgie

Mode d'action


Fournit un effet d'amortissement et répartit la charge sur la zone métatarsienne

Caractéristiques

Matériau tricoté antidérapant confortable et facile à utiliser, support en silicone de forme anatomique



7140 Toe separator

pointure 	S	: 36-38
	M	: 39-41
	L	: 42-44

Caractéristiques

Support en silicone antidérapant confortable et facile à utiliser

Indications

Traitement conservateur ou postopératoire de l'hallux valgus


Mode d'action

Réduit la charge sur les articulations du pouce en poussant le doigt, aide l'orteil à prendre la bonne position



7310 Insole 3/4 stable

Intérieure avec support en acier

pointure 	0	: 33-34
	1	: 35-36
	2	: 37-38
	3	: 39-40
	4	: 41-42
	5	: 43-44
	6	: 45-46

Indications

Pied plat, pied creux, métatarsalgie

Mode d'action

Supporte l'arche longitudinale et transversale, agit comme un coussin dans la zone métatarsienne et répartit la charge


Caractéristiques

Forme anatomique, recouvert de cuir et renforcé d'acier inoxydable, un coussin moelleux est placé dans la zone métatarsienne pour plus de confort, durable et durable



7320 Insole 3/4

Intérieure en cuir

pointure 	35	40
	36	41
	37	42
	38	43
	39	44

Caractéristiques

Forme anatomique, recouvert de cuir, un coussin moelleux est placé dans la zone métatarsienne pour plus de confort, durable et durable

Indications

Pied plat, pied creux, métatarsalgie

Mode d'action

Supporte l'arche longitudinale et transversale, agit comme un coussin dans la zone métatarsienne et répartit la charge



1912 Back pillow

Coussin pour soutien lombaire

universel

Caractéristiques

Anatomiquement formé. La couverture tricotée est réalisée en polypropylène hypoallergénique et antibactérienne. Le tissu respirant assure le transfert d'humidité



1913 Sit pillow

Coussin d'assise

universel

Caractéristiques

Forme anatomique. La housse tricotée est en polypropylène. Il respire et assure le transfert de l'humidité



1911 Memory foam pillow

Oreiller en mousse à mémoire de cou

universel

Caractéristiques

De forme anatomique, confortable et douce. Fabriqué en mousse à mémoire de forme visco. La housse tricotée respire et assure le transfert de l'humidité

OREILLERS



orthocare®

New products with
authentic designs

*ROM elbow and knee orhoses
Ankle foot orthoses*



Arden Medikal usine, Ankara



*Veillez
scanner
le code
pour compléter
catalogue des
produits.*

@   
orthocaretr

ARDEN MEDİKAL

Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı
No:16 K.Kazan Ankara
06980 Türkiye
+90 312 394 14 54
www.ardenmedikal.com.tr
export@ardenmedikal.com.tr