

orthocare®

Ortopedi ve
Sporcu Saęlığı
Ürünleri



Özellikler

03

Materyaller

04 Air-X

05 Comfort Knitted

06 Comfort Polypropylene

07 Comfort Mycrofiber

Yeni ürünler

08 Genucare ROM T

09 Lumbocare Inno I-II

Ürünler

10 Premium Line

20 Kids

22 Basic and Sports

34 Footcare


35 Pillows

ÖZELİZLEMLER




Soft touch

Özel materyaller ve örme teknolojisi sayesinde konforlu bir kullanım sunulur.



Air flow

Aktif nefes alma özelliği ile cilde dost bir ortam yaratılır, iritasyon, kaşınma gibi reaksiyonların önüne geçilir.




Compression

Uygulanan kompresyon ile ödem ve ağrı azaltılır, propriyoseptif etki yaratılarak iyileşme süreci başlatılır.



Perfect fit

Anatomik olarak tasarlanmış ürünlerle maksimum ürün etkinliği sağlanır.



Variety

Farklı problemler ve fizik yapıları için çok çeşitli çözümler sunulur.



Comfort Zone

Özel olarak örülmüş konfor bölgeleri ile kullanıcı uyumu ve konforu en üst düzeye taşınır.

MATERYALLER

AirX

İnovatif, akıllı kumaş!

AirX yüksek teknoloji ile üretilen özel bir örme kumaştır. Nefes alabilen, hava geçirgen yapısı ile kullanıcıya mükemmel bir rahatlık ve uyum sunar.

AirX ile üretilen destekler, diğer malzemelerin aksine, cildin terlemesiyle oluşabilecek problem ve rahatsızlıklara neden olmaz.

AirX, ortopedi ve sporcu sağlığı için mükemmel bir çözümdür.

Özellikleri:


- 4-yöne esneyebilir
- yüksek hava geçirgenliği sağlar
- nem transferi yapar
- hafiftir
- latex içermez
- ısıyı ayarlar
- yüzeyi dayanıklıdır
- yıkanabilir.



Comfort & Easy Knitted

Nefes alan örme teknolojisi!

- Comfort örme teknolojisi ile üretilen özel ürünlerdir.
- Nefes alabilen, hava geçirgen yapısı ile kullanıcıya uzun süreli mükemmel bir rahatlık ve uyum sunar.
- Kompresyon özelliği ve masaj etkisi yaratan pedleri ile son derece konforludur.
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, vücudun kıvrılıp bükülmesi gereken yerlerde buna izin verecek özellikte tasarlanmıştır.
- Elastik özelliği ile giyim kolaylığı sağlar, kullanıcı uyumu mükemmeldir.



Comfort Polypropylene

Akıllı kumaş!


- Nem tutmaz: polipropilen su itici özelliği olan bir polimerdir
- Nefes alır: terleme ile oluşan nemin dokumadan geçmesini ve bedenin hava almasını sağlar
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir
- Polimer yapısı nedeniyle kir ve leke tutmaz
- Güneş ışınlarına dayanıklıdır: UV katkı maddesi kullanılarak güneşin zararlı ışınlarının malzemeyi etkilemesinin önüne geçilir.



Comfort Microfiber

Nefes alan örme teknoloji!

- Nefes alır: terleme ile oluşan nemin dokumadan geçmesini ve bedenin hava almasını sağlar
- Cilde dosttur, bu amaçla kullanılan diğer bütün stokinetlerden çok daha konforlu ve dayanıklıdır
- Kullanıcıya mükemmel bir rahatlık sunar.



Genucare Air-X ROM Genucare Air-X ROM wrap

Dizlik (ROM Eklemlı)

Ekstansyon sınırlayıcı açılar:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Fleksiyon sınırlayıcı açılar:

0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Özellikler

- Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji Air-X kumaş
- Popliteal bölgede kullanılan özel kumaş ile yaratılan yüksek uyum
- Yanlarda yer alan ROM eklemler ve dizliği çevreleyen bantlarla daha fazla stabilizasyon
- 6775: Anatomik olarak şekillendirilmiş açık tasarımı ile sağlanan giyim kolaylığı
- 6770: sleeve design



Walker boot short Walker boot long

Ayak / ayak bileđi ortezi

Özellikler

- Ayađı ve eklemi koruyan yüksek konforlu pedler
- Ayarlanabilir velkro bantlarla sađlanan kolay kullanım

ROM Walker

Ayak / ayak bileđi ortezi
ROM destekli

Plantar-fleksiyon:

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Dorsi-fleksiyon:

20°, 10°, 0°

İmmobilizasyon:

her biri 10°




Malleocare Pro

Ayak bileği ortezi

Özellikler

- Yanlarda stabilizasyon sağlayan ve malleollerı koruyan splintler
- Kişıye göre bilekliğin stabilizasyonunu ayarlama olanağı sunan bağcık ve iki yanda saran elastik bantlar
- Anatomik tasarım ve pedlerle sağlanan yüksek konfor ve uyum



Dorsocare Inno

Lumbar + Spinal support

Özellikler

- Modüler (velkro ile birleştirilmiş, ayrılabilen spinal destek ve bel korsesi) tasarım ile tedavinin farklı dönemlerinde kullanılabilme olanağı
- Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve nefes alabilen esnek kumaş
- Hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi
- Ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon ve mükemmel uyum
- Hareketi sınırlandıran spinal parçada metal, korsede plastik balenler

2 ürün
bir arada



Manucare TFCC

TFCC el bileği destek ortezi

Özellikler

- Yüksek konfor ve uyum
- Anatomik olarak şekillendirilmiş bileğe tam oturan ve hareketi kısıtlamayan, spor ve egzersiz sırasında kullanılabilen konforlu tasarım
- Kompresyonu ayarlamaya olanak sağlayan bantlar
- Her iki bilek ve beden için de kullanılabilen universal tasarım



Manucare III stable

El bilek ateli (ekstra destek bantlı)

Manucare III plus

Başparmak destekli el bilek ateli

Özellikler

- Yüksek konfor ve uyum
- Anatomik olarak şekillendirilmiş el, bilek ve başparmağa tam oturan tasarım; pratik velkro sistemi sayesinde takılması ve çıkarılması kolaydır
- Şekillendirilebilir termoplastik splint
- Velkro sistemli geniş bilek bandı (4542)



Knee strap Inno

Patellar tendon bandı

Özellikler

- Yüksek konfor ve uyum
- Spor ve egzersize özel anatomik olarak tasarlanmış yapı
- Kompresyon uygulayan özel olarak şekillendirilmiş ped ve dayanıklı cırt tutan bant
- Tüm bedenlere uyan universal tasarım



Manucare Easy, Epicare Easy, Malleocare Easy. Genucare Easy

Parlak ve renkli
elastik destekler

- Hava geçirgenliğine sahip comfort örme sistemi
- Özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ile yüksek hasta uyumu
- Yüksek esneklik ile rahat kullanım



Malleocare step

Ayak bileği ortezi

Özellikler

- Ayarlanabilir velkro kayışlar sayesinde kolay kullanım
- Çıkarılabilir pedlerle sağlanan yüksek konfor ve koruma



Dosicare maternity

Dosicare maternity plus

Hamile korsesi

Özellikler

- Yüksek kaliteli özel yumuşak kumaş ile yaratılan, yastıklama etkisi ve destek
- Giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi
- Ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon ve mükemmel uyum
- Hareketi hafif sınırlandıran esnek balenler
- •Ayarlanabilir kasık bandı ile daha fazla destek ve konfor(Model.2720)



PREMIUM





1170 Reinforced collar

Plastik splintli sünger boyunluk

cm	
	1 : 6 2 : 8 3 : 10
	Comfort

Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki eklem yapılarını ve kasları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne kısmen limitler.

Özellikler

Hava geçirgen mikrofiber dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger ve polietilen destek Siyah ve bej renklerde.



1180 Soft collar

Sünger boyunluk

cm	
	1 : 6 2 : 8 3 : 10
	Comfort

Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne çok az limitler.

Özellikler

Hava geçirgen mikrofiber dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger. Siyah ve bej renklerde.



1330 Clavicare

Klavikula tespit bandajı

cm	
	XS : 45-60 S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120

Endikasyon

Klavikula kırıklarında, omuz eklemi yaralanmalarında.

Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur, omurganın dik tutulmasını sağlar.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, sırt üstü yatarken bile konforlu.



1741 Velpocare uni

Omuz stabilizasyon ortezi

universal

Endikasyon

Humerus kırıklarında, omuzun tam stabilizasyonu için

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon.



3510 Armsling velcro

Kol askısı

cm	
	S : 30-36 M : 36-42 L : 42-48

Endikasyon

Subakromial dekompresyon, genel omuz instabilitesi, omuzu ilgilendiren yaralanma ve incinmeler, rotator cuff yaralanmaları, minor humerus kırıkları, cerrahi sonrası immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior

subluksasyon/dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon, başparmak askısı ile daha rahat kullanım.



3511 Shoulder abduction 15

Omuz abdüksiyon yastığı 15°

universal

Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için 15 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar,

omuz subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, ayrılabilir kol askısı.



3512
Shoulder abduction 30/45
Omuz abdüksiyon yastığı 30/45 °

universal

Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için 30 ya da 45 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar, omuz subluksasyonunu

önleyici bir etki yaratır

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi, ayrılabilir kol askısı, 30 ya da 45 derecede opsiyonel pozisyonlama.



3513
Shoulder abduction lateral
Omuz abdüksiyon yastığı 90 °

universal

Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için, yanlarda 90 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar, omuz

subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi, ayrılabilir kol askısı, özel şekillendirilmiş yastıklarla mükemmel pozisyonlama.



1335 Acromio clavicare
Acromio klavikula ortezi

universal

Endikasyon

Akromioklaviküler eklemin çıkık, zorlanma ve yaralanmalarında.

Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi



3910 Epicare Comfort C
Epikondilit destekli, örme dirseklik

cm



S	: 20-23
M	: 23-27
L	: 27-30
XL	: 30-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, tendonlardaki gerginliği azaltır, silikon ped ile dirsek çevresi yumuşak

dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı ve yanlarda destekleyici silikon pedler, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen comfort örme sistemi



3920 Epicare Comfort plus
Epikondilit destekli örme dirseklik ekstra bantlı

cm



S	: 20-23
M	: 23-27
L	: 27-30
XL	: 30-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, tendonlardaki gerginliği azaltır, silikon ped ve extra bant ile yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı ve yanlarda destekleyici silikon pedler, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, kompresyonu ayarlanabilen epikondilit bandı, yüksek esnekliğe sahip hava geçirgen comfort örme sistemi.



3110 Epicare brace
Epikondilit ortezi

universal

Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Yenilikçi, kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velkro sistemi ve portatif ped.



3120 Epicare

Epikondilit bandı (tek pedli)



Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Basit, kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velkro sistemi ve portatif ped



4910 Manucare Comfort

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

El bileği zorlanmaları, alt uç kırıkları alçı sonrası, tenosinovit, karpal instabilite

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır, comfort örme proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Özellikler

Anatomik yapıya uygun örülen hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, bileği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, şekillendirilebilir termoplastik splint



4515 Manucare Comfort

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4525 Manucare Comfort plus

Başparmak destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, dequarvein, karpal tünel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar

Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el, bilek ve başparmağa tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4535 Thenarcare Comfort

Başparmak tespit ateli

cm	sol/sağ
	XS : 13-14 S : 14-16 M : 16-18 L : 18-20 XL : 20-22

Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteoartrit, travmatik problemler

Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş bilek ve başparmağa tam oturan ve rahatlık sağlayan yapı, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi.



4545 Manucare Comfort stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, ekstra kompresyon ve destek sağlayan, ayarlanabilen velkro sistemli geniş bilek bandı, geniş ve şekillendirilebilir termoplastik splint



6755 Genucare AirX open

Polisentrik eklemlerli Air-X dokuma dizlik (önden açık model)

cm	S : 30-34
	M : 33-36
	L : 36-39
	XL : 39-42
	XXL : 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, Air-X kumaş

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, önde kapanan pratik velcro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda polisentrrik eklemler



6750 Genucare AirX stable

Patella destekli, polisentrrik eklemlerli Air-X dokuma dizlik

cm	S : 30-34
	M : 33-36
	L : 36-39
	XL : 39-42
	XXL : 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X

kumaş proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, dizliği çevreleyen velcro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrrik eklemler



6770 Genucare AirX ROM

Dizlik (ROM eklemlerli)

- Ekstansiyon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Fleksiyon: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

cm	S : 30-34
	M : 34-38
	L : 38-42
	XL : 42-46
	XXL : 46-50

Endikasyon

ACL ve PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, yan bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit, menisküs yaralanmaları, travmatik veya dejeneratif diz eklemleri sorunlarında, hafif-orta derecede osteoartrit, bursit

Etki Mekanizması

Kapsamlı kama seti ve açılabilir eklemler sistemi ile gerek duyulan eklemler

limitasyonu sağlar, diz ekleminin stabilizasyonunun artırılmasını ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, yan barlar kollateral stabilizasyonu destekler, Air-X malzemesi proprioseptif etki yaratır, hiper-ekstansiyonu engeller

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji Air-X kumaş, anatomik olarak şekillendirilmiş açık tasarımı ile sağlanan giyim kolaylığı, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş ile yaratılan yüksek uyum, yanlarda yer alan ROM eklemler ve dizliği çevreleyen bantlarla daha fazla stabilizasyon



6775 Genucare AirX ROM wrap

Dizlik (ROM eklemlerli, önden açık)

- Ekstansiyon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Fleksiyon: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

cm	S : 30-34
	M : 34-38
	L : 38-42
	XL : 42-46
	XXL : 46-50

Endikasyon

ACL ve PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, yan bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit, menisküs yaralanmaları, travmatik veya dejeneratif diz eklemleri sorunlarında, hafif-orta derecede osteoartrit, bursit

Etki Mekanizması

Kapsamlı kama seti ve açılabilir eklemler sistemi ile gerek duyulan eklemler limitasyonu sağlar, diz eklemini destekler ve stabilize eder, yan barlar kollateral stabilizasyonu sağlar, Air-X malzemesi proprioseptif destek sağlar

ve iyileşme sürecini hızlandırır, hiper-ekstansiyonu engeller

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji Air-X kumaş, anatomik olarak şekillendirilmiş açık tasarımı ile sağlanan giyim kolaylığı, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş ile yaratılan yüksek uyum, yanlarda yer alan ROM eklemler ve dizliği çevreleyen bantlarla daha fazla stabilizasyon



6310 Genucare immobiliser

Diz immobilizeri

cm	S : 40
	M : 50
	L : 60

Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, menisküs yaralanmaları, ACL, PCL yaralanmaları

Etki Mekanizması

Dizin immobilize edilmesini sağlar, patellafemoral eklemler üzerindeki basıncı azaltır.

Özellikler

Pratik velcro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, cilde dost yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, çıkarılabilir lateral ve medial splintler.



6325 Genucare ROM-T

Fleksiyon/ekstansiyon limitli açılabilir dizlik

Extansiyon Limitleri:
-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°
Fleksiyon Limitleri:
0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
universal

Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, diz yaralanmaları sonrası immobilizasyon, yaralanmış bağların stabilizasyonu

Etki Mekanizması

Immobilizasyon, kontrollü hareket/mobilizasyon, diz ekleminin kollateral stabilizasyonunu sağlar.

Özellikler

Cilde dost, hava alabilen yumuşak bantlar, kolay ayarlanabilen ROM eklemler, kırılarak boy kısaltmasına olanak sağlayan yan barlar, fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açılabilir aralığı, universal tek beden.



1320 Posturecare

Dik duruş korsesi

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120

Endikasyon

Postür desteği olarak, postür bozuklukları, omuz ve sırt kaslarının zayıflığı

Etki Mekanizması

Sırt bölgesinin doğru duruş şekli ile dik tutulmasına destek olur, sırt kasları için proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir omuz bantları, hareketi hafif sınırlandıran konforlu spiral balenler



1710 Sternicare

Göğüs korsesi (fleksible balenli)

1711 Sternicare plus

Göğüs korsesi (çelik balenli)

cm	
S	: 65-75
M	: 75-85
L	: 85-95
XL	: 95-105
XXL	: 105-115

Endikasyon

Sternum ameliyatı sonrası, sternum stabilizasyonu gereken durumlarda.

Etki Mekanizması

Sternoklaviküler eklemler ile göğüs kafesini stabilize eder, ısı etkisi ve proprioseptif etki ile cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir omuz bantları.



2550 Dorsocare

Dorsolomber bel korsesi (çelik balenli)

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Torakal ve lumbal bölge stabilizasyonu için, postoperatif immobilizasyon, akut ve kronik lumbago.

Etki Mekanizması

Tüm omurgayı destekler ve doğru pozisyonunda tutar, omurga hareketlerini tüm yönlerde kısmen limitler, proprioseptif geri bildirim sağlar.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlandıran çelik balenler



2510 Abdominocare

Karın korsesi

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Abdominal bölge operasyonu sonrası

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonunda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler. Abdominal duvarı korur ve cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



2540 Lumbocare high

Uzun lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonunda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlandıran çelik balenler



2530 Lumbocare light

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonunda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlandıran plastik balenler



6920 Genucare Comfort plus

Patella destekli, flexible balenli örme dizlik

	A	B
XS	41-43	28-31
S	43-46	31-34
M	46-49	34-37
L	49-52	37-40
XL	52-56	40-43
XXL	56-58	43-46

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Elastik örme dokumanın sağladığı kompresyon ve patella pedi sayesinde diz kapağı ve eklemnin stabilitesinin artırılmasını ve

desteklenmesini sağlar, comfort örme proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda spiral balenler



6910 Genucare Comfort C

Patella destekli, flexible balenli örme dizlik (ekstra bantlı)

	A	B
XS	41-43	28-31
S	43-46	31-34
M	46-49	34-37
L	49-52	37-40
XL	52-56	40-43
XXL	56-58	43-46

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Elastik örme dokumanın sağladığı kompresyon ve patella pedi sayesinde diz kapağı ve eklemnin stabilitesinin artırılmasını ve desteklenmesini sağlar,

comfort örme proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ve dizliği çevreleyen velcro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda spiral balenler



6741 Genucare AirX patella

Patella destekli Air-X dokuma dizlik

cm	S	M	L	XL	XXL
	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz kapağı ve diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı

patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş ile yüksek hasta uyumu ve daha rahat kullanım



6730 Genucare AirX ligament

Patella destekli, flexible balenli Air-X dokuma dizlik

cm	S	M	L	XL	XXL
	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, dizliği çevreleyen velcro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda spiral balenler.



6760 Genucare AirX hyperX

Hiper ekstansiyonu engelleyen polisentrik eklemler Air-X dokuma dizlik

cm	S	M	L	XL	XXL
	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, arkada hiper-ekstansiyonu engelleyen çapraz bantlar, önde daha fazla hasta uyumu için esnek velcro bantlar, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem



6735 Genucare AirX ligament wrap

Dizlik (fleksible balenli, önden açık)

cm	S	M	L	XL	XXL
	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50

Endikasyon

Romatoid artrit, osteoartrit, travma/ameliyat sonrası, instabilite, bürsitis

Etki Mekanizması

Diz eklemnin stabilizasyonunun artırılmasını ve desteklenmesini sağlar, proprioseptif etki yaratır

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji Air-X kumaş, anatomik olarak şekillendirilmiş tasarım, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş ile yaratılan yüksek uyum, yanlarda yer alan yay balenler ve dizliği çevreleyen elastik bantlarla daha fazla stabilizasyon



2526 Lumbocare Inno-II

Çift bantlı, uzun lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlandıran çelik balenler



2521 Lumbocare Inno-I

Çift bantlı, lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlandıran plastik balenler



2560 Dorsocare Inno

Lumbar + Spinal support

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135



Endikasyon

Torakal ve lomber bölge stabilizasyonu, postoperatif immobilizasyonu, akut ve kronik lumbago, postür bozuklukları

Etki Mekanizması

Tüm omurgayı destekler ve doğru pozisyonda tutar, omurga hareketlerini tüm yönlerde kısmen limitler, propriozeptif geri bildirim sağlar, postural hizalanmaya yardımcı olur, omurga üzerindeki yükü kısmen alır

Özellikler

Modüler (velkro ile birleştirilmiş, ayrılabilen spinal destek ve bel korsesi) tasarımı ile tedavinin farklı dönemlerinde kullanılabilen olanağı, cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve nefes alabilen esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon ve mükemmel uyum, hareketi sınırlandıran spinal parçada metal, korsede plastik balenler



2910 Lumbocare Comfort

Örme lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm	
S	: 60-75
M	: 75-90
L	: 90-105
XL	: 105-120
XXL	: 120-135

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite

düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikler

Nefes alabilen örme sistemi, anatomik olarak tasarlanmış örme sayesinde yüksek hasta uyumu, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, hareketi sınırlandıran çelik balenlerle ekstra stabilizasyon



2710 Dasicare maternity

Hamile korsesi

cm	
S	: 70-85
M	: 85-100
L	: 100-115

Endikasyon

Akut ve kronik bel ağrısı, dejeneratif omurga problemleri, paravertebral kas spazmı, mekanik bel ağrısı, lomber instabilite

Etki Mekanizması

Pelvisin orta torakal bölgeye destek sağlar, postural hizalama ve hareket düzenleri için geri bildirim sağlar

Özellikler

Yüksek kaliteli özel yumuşak kumaş ile yaratılan, yastıklama etkisi ve destek, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon ve mükemmel uyum, hareketi hafif sınırlandıran esnek balenler



2110 Dasicare

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

cm	
S	: 64-72
M	: 72-80
L	: 80-90
XL	: 90-100
XXL	: 100-110

Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, dorsal kas zayıflıkları, proprioepsiyonun arttırılması gereken durumlar.

Etki Mekanizması

Bel bölgesindeki eklem ve kas yapılarını destekler, ısı ve propriozeptif etki sağlar, bel bölgesinde özellikle fleksiyon ve ekstansiyon yönündeki hareketleri limitler.

Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve dayanıklı esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, parçalı ön bantlar ile sağlanan yüksek konfor ve uyum, hareketi hafif sınırlandıran plastik balenler



6875 Knee strap Inno

Patellar tendon bandı

cm	
1 : 25-35	
2 : 35-45	

Endikasyon

Patellofemoral ağrılar, diz ekleminin hafif instabilitesi

Etki Mekanizması

Patellar tendona uyguladığı baskı sayesinde patellar ağrısı giderir, patellayı stabilize eder

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, spor ve egzersize özel anatomik olarak tasarlanmış yapı, kompresyon uygulayan özel olarak şekillendirilmiş ped ve dayanıklı cırt tutan bant



7910 Malleocare Comfort

Malleol destekli, örme ayak bilekliği

cm	
XS : 17-20	
S : 20-22	
M : 22-24	
L : 24-26	
XL : 26-28	
XXL : 28-30	

Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, malleoler bölgedeki pedler masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, bileği stabilize eder.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler



7920 Achicare Comfort

Aşıl destekli örme ayak bilekliği

cm	
XS : 17-20	
S : 20-22	
M : 22-24	
L : 24-26	
XL : 26-28	
XXL : 28-30	

Endikasyon

Aşıller tendonunun akut ve kronik inflamasyonu, postoperatif ve posttravmatik enflamasyon, aşılodoni, aşıl bursiti

Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, aşıl bölgedeki pedler masaj etkisi

ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, bileği stabilize eder.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler



7930 Malleocare strap

Malleol destekli, 8 bandajlı örme ayak bilekliği

cm	
XS : 17-20	
S : 20-22	
M : 22-24	
L : 24-26	
XL : 26-28	
XXL : 28-30	

Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, malleoler bölgedeki pedler masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır,

8 bandajı ile bileği daha fazla stabilize eder.

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler



7210 Foot lifter

Dorsi-fleksiyon ayak bileği ortezi

universal

Endikasyon

Düşük ayak, peroneal nöropati

Etki Mekanizması

Ayağı doğru pozisyonda tutarak, destekler ve yürümeyi kolaylaştırır.

Özellikler

Konforlu, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi.



7190 Hallux valgus combo

Hallux valgus gündüz ateli

7191 Hallux valgus light

Hallux valgus gece ateli

sol/sağ universal

Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

Etki Mekanizması

Parmağı etkili bir şekilde çektiler başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon almasına yardımcı olur.

Özellikler

Basit ve etkili tasarım, esnek velcro bantlar ile sağlanan mükemmel konfor ve kullanım kolaylığı, ayakkabı ile kullanılabilen hafiflik.

7191: Daha uzun bantlarla gece için sağlanan ekstra stabilizasyon.



7440 Walker boot short

Ayak / ayak bileği ortezi

cm	
S	: 36-39
M	: 40-44
L	: 44-46,5

Endikasyon

Stabil ayak ve eklem kırıkları, kırık sonrası stabilizasyon gerektiren durumlar, üst ayak bileği luksasyonu, bağ, yumuşak doku veya tendon yaralanmaları (ameliyat sonrası, konservatif)

Etki Mekanizması

Pronasyon ve supinasyonda ayak bileğini stabilize eder, ayak bileğini korur, rocker taban sayesinde ayak bileğine ve topuğa

yüklenmeden doğru fizyolojik yürüyüş

Özellikler

Ayağı ve eklemi koruyan yüksek konforlu pedler, ayarlanabilir velkro bantlarla sağlanan kolay kullanım



7445 Walker boot long

Ayak / ayak bileği ortezi

cm	
S	: 36-39
M	: 40-44
L	: 44-46,5

Endikasyon

Stabil ayak ve eklem kırıkları, kırık sonrası stabilizasyon gerektiren durumlar, üst ayak bileği luksasyonu, bağ, yumuşak doku veya tendon yaralanmaları (ameliyat sonrası, konservatif)

Etki Mekanizması

Pronasyon ve supinasyonda ayak bileğini stabilize eder, ayak bileğini korur, rocker taban sayesinde ayak bileğine ve topuğa

yüklenmeden doğru fizyolojik yürüyüş

Özellikler

Ayağı ve eklemi koruyan yüksek konforlu pedler, ayarlanabilir velkro bantlarla sağlanan kolay kullanım



7446 ROM Walker

Ayak / ayak bileği ortezi

cm	
S	: 36-39
M	: 40-44
L	: 44-46,5

Endikasyon

Fibula kırıkları (konservatif veya ameliyat sonrası), Üst ayak bileği kırık-çıkıkları, ön, orta ayak ve tibiotalar eklem yaralanmaları (konservatif), bağ, yumuşak doku ve tendon yaralanmalarında yapılan operasyonlar sonrası, talus, kalkaneal, medial malleol kırıklarının ikincil tedavisi, aşil tendon kopmasının erken fonksiyonel tedavisi (konservatif/ameliyat sonrası)

Etki Mekanizması

Pronasyon ve supinasyonda ayak

bileğini stabilize eder, ayak bileğini korur, ayarlanabilir eklemi sayesinde tedavinin seyrine göre hareketi limitler/izin verir, rocker taban sayesinde ayak bileğine ve topuğa yüklenmeden doğru fizyolojik yürüyüş

Özellikler

Ayağı ve eklemi koruyan yüksek konforlu pedler, topukta ve eklemden ekstra konfor bölgesi, plantar fleksiyon, dorsifleksiyon ve immobilizasyon limitlemesi sağlayan ROM eklem, ayarlanabilir velkro bantlarla sağlanan kolay kullanım



7420 Malleocare step

Ayak bileği ortezi

universal

Endikasyon

Kronik ayak bileği bağ yaralanmalarının post operatif ve konservatif tedavisi, ayak bileği distorsiyonu

Etki Mekanizması

Pronasyon ve supinasyonda ayak bileğini stabilize eder.

Özellikler

Yıkılabilen yüksek konforlu pedlerle mükemmel kullanım rahatlığı, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velkro sistemi



7430 AFO

Ayak / ayak bileği ortezi

cm	sol/sağ
S	
M	
L	

Endikasyon

Düşük ayak, bağ yaralanmalarının post-operatif tedavisi, peroneal nöropati,

Etki Mekanizması

Ayak bileğinin plantar fleksiyonunu sınırlar, ayağı doğru pozisyonunda tutar, baldırı destekler, yarı-rigid ince tasarımı ile rahatlık sunar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, ayakkabı ile kullanılabilen, temizliği kolay ve hafif tasarım, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velkro sistemi.



7410 Foot guard

Ayak / ayak bileği ortezi

cm	
S	34-37
M	38-41
L	41-45

KIDS





1339 Clavicare kids

Klavikula desteği

age	S : 3-6
	M : 6-10

Endikasyon

Klavikula kırıklarında, omuz eklemi yaralanmalarında.

Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur, omurganın dik tutulmasını sağlar.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, sırt üstü yatarken bile konforlu



1749 Velpocare kids

Omuz immobilizasyonu

age	S : 3-6
	M : 6-10

Endikasyon

Humerus kırıklarında, omuzun tam stabilizasyonu için

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon



3519 Armsling kids

Kol askısı

age	S : 3-6
	M : 6-10

Endikasyon

Subakromial dekompresyon, genel omuz instabilitesi, omuzu ilgilendiren yaralanma ve incinmeler, rotator cuff yaralanmaları, minor humerus kırıkları, cerrahi sonrası immobilizasyon

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon

/dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon, başparmak askısı ile daha rahat kullanım



4519 Manucare kids

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	sol/sağ
	S : 10-11,5
	M : 11,5-13
	L : 13-14,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla

destek sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, ekstra kompresyon ve destek sağlayan, ayarlanabilen velcro sistemli bilek bandı, geniş ve şekillendirilebilir termoplastik splint.



6319 Genucare immobiliser kids

Diz immobilizasyonu

cm	S : 20
	M : 26
	L : 32

Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, menisküs yaralanmaları, ACL, PCL yaralanmaları

Etki Mekanizması

Dizin immobilize edilmesini sağlar, patellafemoral eklem üzerindeki basıncı azaltır.

Özellikler

Pratik velcro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, cilde dost yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, çıkarılabilir lateral ve medial splintler.



5010 Pavlic strap Ida

Pavlik bandajı

month	S : 2-6
	M : 4-8
	L : 6-9

Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, 9 aylığa kadar olan bebeklerde görülebilen konjenital displazisi ve kalça eklemi dislokasyonları

Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar,

asetebulunda femuru merkezi pozisyonunda tutar.

Özellikler

Bebeği incitmeyen, konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi, özel tasarım ayak bölümü ile ekstra stabilizasyon.

BASIC & SPORTS





1190 Nelson collar

Nelson tipi boyunluk

	A	B
0 : 8-10	30-40	
1 : 8-10	35-45	
2 : 8-10	40-50	
3 : 8-10	45-55	

Endikasyon

Servikal disk hernisi, servikal kas zorlanması/spazmları, postoperatif, boyundaki yapısal bozukluklar

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş X-ray geçirgen plastrozot



1160 Philadelphia collar

Philadelphia boyunluk

	A	B
0 : 4		
1 : 6		
2 : 8		
3 : 10		

Endikasyon

Servikal travmalar, ameliyat öncesi ve sonrası, servikal stabilizasyon gereken durumlar, yumuşak doku hasarları

Etki Mekanizması

Boyun bölgesini stabilize eder, ısı etkisi yaratır ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler.

Özellikler

Ön ve arka bölümleri anatomik olarak şekillendirilmiş, X-ray geçirgen plastrozot



1150 Vitrafix collar

Çenelikli vitraten boyunluk

	A	B
1 : 6-8	30-40	
2 : 6-8	35-45	
3 : 8-10	40-50	
4 : 8-10	45-55	

Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

Özellikler

Yüksek yoğunluk polietilen, konfor sağlayan ekstra yumuşak deri kaplı kenarlar



1140 Vitra collar

Çeneliksiz vitraten boyunluk

	A	B
1 : 6-8	30-40	
2 : 6-8	35-45	
3 : 8-10	40-50	
4 : 8-10	45-55	

Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikolis

Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

Özellikler

Yüksek yoğunluk polietilen, konfor sağlayan ekstra yumuşak deri kaplı kenarlar



3410 Armsling

Kol askısı

cm	S	M	L
	34	38	44

Endikasyon

Humerus kırığı, omuz yaralanmaları, kolun stabilizasyonunu gerektiren durumlar, önkolun alçılı durumları

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon/dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır

Özellikler

Dayanıklı ve ayarlanabilir bantlar, hava alabilen hafif ve konforlu kumaş



3411 Armsling light

Kol askısı

cm	S	M	L
	30-36	36-42	42-48

Endikasyon

Humerus kırığı, omuz yaralanmaları, kolun stabilizasyonunu gerektiren durumlar, önkolun alçılı durumları

Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon/dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır

Özellikler

Dayanıklı ve ayarlanabilir bantlar, hava alabilen hafif ve konforlu kumaş



4511 Manucare

El bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliteler, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4531 Thenarcare

Başparmak tespit ateli

cm	sol/sağ
	S : 10-14 M : 14-18 L : 18-22 XL : 22-26

Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteoartrit, travmatik problemler

Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş başparmak ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint.



4521 Manucare plus

Başparmak destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, dequarvein, karpal tünel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar

Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4522 Manucare III plus

Başparmak destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
	S : 12-14 M : 14-16 L : 16-18 XL : 18-20 XXL : 20-22

Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, De Quervain, karpal tünel ve de Quervain beraber bulunduğu durumlar

Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el, bilek ve

başparmağa tam oturan tasarım; pratik velcro sistemi sayesinde takılması ve çıkarılması kolaydır, şekillendirilebilir termoplastik splint



4541 Manucare stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliteler, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant

ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



4545 Manucare Comfort stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

cm	sol/sağ
	XS : 14-15 S : 15-16,5 M : 16,5-18 L : 18-19,5 XL : 19,5-21 XXL : 21-22,5

Endikasyon

El bileği tenosinovi, karpal instabiliteler, karpal tünel sendromu, el bileği kırıkları alçı kullanımı sonrası, romatizmal eklem ağrısı (Artralji), ganglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek

ve stabilizasyon sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır

Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş tasarım, ekstra kompresyon ve destek sağlayan ayarlanabilir velcro bandı, geniş ve şekillendirilebilir termoplastik splint



4911 Manucare Easy Örme elastik el bilekliği

cm	
S	: 14-16
M	: 16-18
L	: 18-20
XL	: 20-22

Endikasyon

El bileği yumuşak doku travmaları, eklem ağrısı, tendinit ve artrit, travma ve ameliyat sonrası, profilaktik amaçlı

Etki Mekanizması

Bileği destekler ve kompresyon sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır, proprioseptif destek sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş tasarım ve dirsek ile dirsek içine gelen ekstra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen comfort örme sistemi



4325 Manucare form Termoplastik destekli el bilek ateli

cm	sol/sağ
S	: 14-16
M	: 16-18
L	: 18-20
XL	: 20-22

Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliteler, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

Etki Mekanizması

El bileğini volar ve dorsaldan destekler, stabilize eder.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi



4320 Manucare active

El bilek ateli

cm	sol/sağ
XS	: 13-14
S	: 14-16
M	: 16-18
L	: 18-20
XL	: 20-22



4330 Thenarcare form

Termoplastik destekli başparmak tespit ateli

cm	sol/sağ
XS	: 13-14
S	: 14-16
M	: 16-18
L	: 18-20
XL	: 20-22

Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteartirit, travmatik problemler

Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi



Endikasyon

El bileği zorlanmaları, alt uç kırıkları alçı sonrası, tenosinovit, karpal instabiliteler

Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi



B10671 Strip splint

universal

B108 Frog splint

B109 Cot splint

B111 Baseball splint

S
M
L

B1070 Stax splints

1 5
2 5.5
3 6
4 7





3130 Epicare active

Dirseklik

cm	
S	: 20-23
M	: 23-27
L	: 27-30
XL	: 30-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı

Etki Mekanizması

Dirsek eklemi için geniş düzeyli bir destek sağlar, dirsek bölgesi yumuşak dokuları destekler, ısı özelliği ile iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, basit ve kullanışlı tasarım



3135 Epicare active plus

Epikondilit destekli dirseklik

cm	
S	: 20-23
M	: 23-27
L	: 27-30
XL	: 30-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, dirsek çevresi yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar, ısı özelliği ile iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kompresyonu ayarlanabilen portatif velcro sistemli epikondilit bandı ve pedler, daha fazla uyum için ayarlanabilir üst kol genişliği



3911 Epicare Easy

Örme dirseklik

cm	
S	: 20-23
M	: 23-26
L	: 26-29
XL	: 29-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Dirsek tenosinoviti, osteoartrit, romatoid artrit, dirsek ağrısı, lateral ve medial epikondilit (tenisçi dirseği, golfçü dirseği), travma ve ameliyat sonrası, profilaktik amaçlı

Etki Mekanizması

Gergin ve yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur,

dirsek çevresi yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır

Özellikler

Anatomik olarak örülmüş tasarım ve dirsek ile dirsek içine gelen ekstra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen comfort örme sistemi



3125 Epicare plus

Epikondilit bandı (çift pedli)

cm	
S	: 20-23
M	: 23-26
L	: 26-29
XL	: 29-32
XXL	: 32-35

Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

Özellikler

Kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velcro sistemi ve portatif pedler



2610 Dosicare active

Termal bel korsesi

cm	
S	: 64-72
M	: 72-80
L	: 80-90
XL	: 90-100
XXL	: 100-110

Endikasyon

Intervertebral kas spazmlarında, travma sonrası hematoma ve enflamasyonlarda, kompresyon amaçlı, bel ağrısı ve bel kaslarının zorlanması durumlarında

Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki

yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon yönündeki hareketleri hafifçe limitler, kan akımını artırır, ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



2720 Dosicare maternity plus

Hamile korsesi (kasık bandı ile)

cm	
S	: 70-85
M	: 85-100
L	: 100-115

Endikasyon

Akut ve kronik bel ağrıları, dejeneratif omurga problemleri, hiper lordoz, sakroiliak eklem disfonksiyonu, paravertebral kas spazm, mekanik bel ağrısı, lomber instabilite

Etki Mekanizması

Pelvisten orta torakal bölgeye destek sağlar, postural hizalama ve hareket düzenleri için geri besleme sağlar, ağrıyı azaltır

Özellikler

Yüksek kaliteli özel yumuşak kumaş ile yaratılan, yastıklama etkisi ve destek, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon ve mükemmel uyum, ayarlanabilir kasık bandı ile daha fazla destek ve konfor



2810 Back support wool

Bel korsesi (yün)

cm	
	S : 60-75 M : 75-90 L : 90-105 XL : 105-120 XXL : 120-135

Endikasyon

Romatizma, siyatik, post-travmatik durumlar

Etki Mekanizması

Kan akışını azaltır, ağrıları azaltır ve ısı artışı sağlar.

Özellikler

Yüksek kaliteli ve esnek angoret yün kumaş



6510 Knee support wool

Yün dizlik

cm	
	S : 30-33 M : 33-36 L : 36-39 XL : 39-42 XXL : 42-45

Endikasyon

Romatizma, diz ağrıları, dizin sıcak tutulması gereken durumlar

Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz ekleminde destek verir ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki yaratır.

Özellikler

Yüksek kaliteli ve esnek angoret yün kumaş



5390 Thermal vest

Termal yelek

cm	
	L : 90-100 XL : 100-110

Endikasyon


Azalmış gövde stabilizasyonu, kan dolaşımında yetersizlik ve ısınma amaçlı

Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, ısı artışı sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite esnek ve yumuşak neopren materyal.



3026 Shoulder support

Omuzluk

cm	
	S : 28-32 M : 32-35 L : 35-38

Endikasyon

Hafif dereceli omuz çıkıkları, ağrılı omuz ve omuz bölgesinin inflamatuvar durumları.

Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için koruyucu bir pozisyon sağlar, omuz çevresi yumuşak dokuları destekler, omuz bölgesinde sağlanan basınçla

ileri düzey ödem oluşumunu engeller, proprioseptif geri bildirim sağlar.

Özellikler

Kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro ve ayarlanabilir esnek bant sistemi, üst kol ve omuz çevresini saran mükemmel anatomik yapı



5380 Thermal pant

Termal tayt

cm	
	S : 64-72 M : 72-80 L : 80-90 XL : 90-100 XXL : 100-110

Endikasyon

Kalça, kasık ve bel bölgesini ilgilendiren zorlanma ve enflamasyonlar.

Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, ısı artışı sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite esnek ve yumuşak neopren materyal.



5141 Groin support

Kasıklık

cm	sol/sağ
	S : 49-51 M : 51-54 L : 54-57 XL : 57-60

Endikasyon

Kalça çevresi kasların yaranma ve gerilmeleri, kalça ekleminin stabilizasyonunu gerektiren durumlar

Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, kasığı destekler ve ısı artışı sağlar,

kasların esneme/gerilme hareketlerini kolaylaştırır, proprioseptif etki oluşturur.


Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



6040 Thigh support

Uyluk desteği

cm	
	
S	: 48-50
M	: 50-52
L	: 52-54
XL	: 54-56
XXL	: 56-58

Endikasyon

Hamstring yada quadriceps kasını ilgilendiren yaralanmalar ile hamstring gerginliği, quadriceps kontüzyonu.

Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, uyluğu destekler ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.


Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



6060 Calf support

Alt baldırlık

cm	
	
S	: 31-33
M	: 33-35
L	: 35-37
XL	: 37-39
XXL	: 39-41

Endikasyon

Kompartman sendromu, kontüzyonlar, shin splint, baldırı ilgilendiren kas yaralanmaları

Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, baldırı destekler ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.


Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



6157 Genucare jumper's knee

Jumper's knee için dizlik

cm	
	
S	: 30-35
M	: 35-40
L	: 40-45

Endikasyon

Osgood schalter, jumper's knee

Etki Mekanizması

Patellar tendona uyguladığı baskı sayesinde patellar ağrısı giderir, patellanın üstünden geçen bant sayesinde patellayı stabilize eder.


Özellikler

Dayanıklı bantlarla desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6158 Genucare Luxa

Lateral pedli dizlik

cm	
	
S	: 30-35
M	: 35-40
L	: 40-45

Endikasyon

Patellanın luksasyonu, patello-femoral ağrı, lateral bölge ameliyatı sonrası

Etki Mekanizması

Ped ve bantların yardımıyla diz kapağının stabilitesini sağlar, patellar tendon üzerindeki baskıyı azaltır.

Özellikler

Patella pedi ve dayanıklı bantlarla desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6876 Patellar tendon support

Patellar tendon bandı

universal

Endikasyon

Patello-femoral ağrı, diz ekleminin hafif instabilitesi

Etki Mekanizması

Ped yardımıyla proprioseptif etki yaratarak diz eklemine

destek olur.


Özellikler

Patella pedi ile desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6120 Genucare basic

Dizlik

cm	
	
S	: 30-34
M	: 34-38
L	: 38-42
XL	: 42-46
XXL	: 46-50

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, dizin diğer ağrılı durumları

Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz eklemine destek verir ve ısı artışı sağlar, diz ekleminde oluşan stresi azaltır ve koordinasyonu artırır, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6140 Genucare basic open

Patellası açık dizlik

cm	
S	: 30-34
M	: 34-38
L	: 38-42
XL	: 42-46
XXL	: 46-50

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, patellofemoral ağrı

Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, diz eklemine destek verir ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6141 Genucare patella

Patella destekli dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, patellofemoral ağrı, instabilite

Etki Mekanizması

Ped özellikle diz kapağı ve dolayısı ile diz eklemine stabilitesinin artışında ve desteklenmesinde rol alır, ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

Özellikler

Patella pedi ile desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



6130 Genucare ligament

Patella destekli, flexible balenli dizlik

cm	
XS	: 27-30
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda spiral balenler, yüksek kalite neopren materyal.



6135 Genucare ligament open

Flexible balenli dizlik (önden açık model)

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda spiral balenler, yüksek kalite neopren materyal.



6150 Genucare stable

Patella destekli, çelik balenli dizlik

cm	
S	: 30-34
M	: 34-38
L	: 38-42
XL	: 42-46
XXL	: 46-50

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler,

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



6155 Genucare stable open

Çelik balenli önden açık dizlik

cm	
S	: 30-33
M	: 33-36
L	: 36-39
XL	: 39-42
XXL	: 42-45

Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz eklemine stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

Özellikler

Önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



6160 Genucare hyperX

Hiper esktansiyonu engelleyen çelik balenli dizlik

cm	S : 30-33
	M : 33-36
	L : 36-39
	XL : 39-42
	XXL : 42-45



Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

Özellikler

Arkada hiper-ekstansiyonu engelleyen çapraz bantlar ve önde kapanan pratik velcro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



7675 Malleocare form

Termoplastik destekli ayak bilekliği

cm	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, stabilizasyon gereken durumlar (instabiliteler), ayak bileği medial ve lateral bağ yaralanmaları, ayak bileği distorsiyonu, post-op dönemde stabilizasyon amaçlı

Etki Mekanizması

Ayak bileğini stabilize eder.

Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal.



6911 Genucare Easy

Örme elastik dizlik

	A	B
S : 43-46	31-34	
M : 46-49	34-37	
L : 49-52	37-40	
XL : 52-55	40-43	
XXL : 55-58	43-46	

Endikasyon

Diz ekleminde hafif instabilite, eklem sıvıları ve şişlikler, osteoartrit, proprioepsiyonun eksikliği olan durumlar, bürsit

Etki Mekanizması

Örme kumaşın sıkıştırılması masaj etkisi yaratır. Bu, eklemin perfüzyonunu artırır ve şişme ve efüzyonu azaltır, İritasyon ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur, diz

ekleminin kas kontrolü ve doğal stabilizasyonu destekler, proprioseptif etki yaratır

Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip comfort örme sistemi, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım



7911 Malleocare Easy

Örme elastik ayak bilekliği

cm	S : 20-22
	M : 22-24
	L : 24-26
	XL : 26-28
	XXL : 28-30

Endikasyon

Ayak bileğinin akut ve kronik zorlanmaları, ligament yaralanmaları, spor aktivitelerinde profilaktik amaçlı

Etki Mekanizması

Elastik comfort örme hasta hareketlerinin yarattığı masaj etkisinin de katkısıyla, hafif instabil ve sertleşmiş eklemi rahatlatır ve kompresyon uygulayarak eklem çevresindeki yumuşak dokulara

kan akışını artırır, proprioseptif destek sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş tasarım, yüksek esnekliğe sahip, hava ve nem transferi yapabilen comfort örme teknolojisi, özel dokunmuş bilek kıvrımı ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım



7640 Malleocare stable

Plastik destekli ayak bilekliği

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, post operatif bakım, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Ayak bileğini koruyarak hareket olanağı sağlar, ayak bileğini stabilize eder.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleolleri koruyan ve destekleyen plastik splint ve yüksek kalite neopren materyal.



7642 Malleocare stable plus

Plastik destekli, 8 bandajlı ayak bilekliği

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, post operatif bakım, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Ayak bileğini koruyarak hareket olanağı sağlar, ayak bileğini stabilize eder, 8 bandajı ile ekstra stabilizasyon sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleolleri koruyan ve destekleyen plastik splint ve yüksek kalite neopren materyal, konforlu elastik bant.



7620 Malleocare basic

Ayak bilekliği

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

Etki Mekanizması

Kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, esnek yapısı ile ayakkabı içine kolaylıkla giyilebilir.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal.



7622 Malleocare basic plus

8 bandajlı ayak bilekliği

cm	
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı


Etki Mekanizması

Kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, esnek yapısı ile ayakkabı içine kolaylıkla

giyilebilir, 8 bandajı ile daha fazla stabilizasyon sağlar.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal, konforlu elastik bant



7630 Malleocare flex

Malleol destekli ayak bilekliği

cm	
XS	: 17-20
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklem effüzyonu

Etki Mekanizması

Kompresyon sağlar, malleol bölgedeki ped masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, ayak bileğini stabilize eder

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleolleri destekleyen pedler ve yüksek kalite neopren materyal.



7530 Ankle support light

Ayak bilekliği

cm	
XS	: 17-20
S	: 20-22
M	: 22-24
L	: 24-26
XL	: 26-28
XXL	: 28-30

Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

Etki Mekanizması

Elastik dokuma proprioseptif etki sağlar, kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır.

Özellikler

Ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilen hafif ve esnek dokuma.



7110 Silicon insole

Silikon tabanlık

ayak numarası	
S	: 36-38
M	: 39-40
L	: 41-42
XL	: 43-44
XXL	: 45-46

Endikasyon

Pes planus, genel topuk ağrıları, plantar fasiit, fat padin ağrılı durumları, artralji

Etki Mekanizması

Ayak ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur.

Özellikler

Şok absorbe edici mavi noktalı bölgeler, hava geçirgen sistem, anatomik olarak şekillendirilmiş taban yapısı ve ark desteği, mükemmel silikon kalitesi



7120 Heel cup

Silikon topukluk

ayak numarası	
S	: 36-38
M	: 39-41
L	: 42-44

Endikasyon

Aşilodin-tendomiopati, topuk dikenini, haglund deformasyonu, plantar fasiit, kalkaneal ağrı

Etki Mekanizması

Kalkaneel kemik etrafında yumuşak bir doku oluşturur, topuk dikeninde basıncı azaltır.

Özellikler

Şok absorbe edici mavi noktalı bölgeler, anatomik olarak şekillendirilmiş topuk yapısı, mükemmel silikon kalitesi



7130 Metatarsal cushion

Metatarsal silikon ped

universal

Endikasyon

Transvers arkın desteklenmesi gereken durumlar, metatars başı hassasiyetleri, metatars başı kolloziteleri, metatarsalji

Etki Mekanizması

Metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Rahatça giyilebilen ve kaymayan örme materyal, anatomik olarak şekillendirilmiş ve yerleştirilmiş silikon destek.



7140 Toe separator

Silikon parmak ayırıcı

ayak numarası	
S	: 36-38
M	: 39-41
L	: 42-44

Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

Etki Mekanizması

Parmağı iterek başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon almasına yardımcı olur.

Özellikler

Rahat kullanılabilen kaymayan silikon destek.



7310 Insole 3/4 stable

Çelik destekli deri tabanlık

ayak numarası	
0	: 33-34
1	: 35-36
2	: 37-38
3	: 39-40
4	: 41-42
5	: 43-44
6	: 45-46

Endikasyon

Pes planus, pes kavus, metatarsalji

Etki Mekanizması

Longitudinal arkı destekler, metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, üzeri yumuşak deri ile kaplanmış ve paslanmaz çelik ile desteklenmiştir. Metatars bölgesi daha fazla konfor için yastıkla desteklenmiştir. Çok dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlüdür.



7320 Insole 3/4

Kösele tabanlık

ayak numarası	
35	40
36	41
37	42
38	43
39	44

Endikasyon

Pes planus, pes kavus, metatarsalji

Etki Mekanizması

Longitudinal arkı destekler, metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, üzeri yumuşak kösele ile kaplanmıştır. Metatars bölgesi yastıkla desteklenmiştir.



1912 Back pillow

Bel/sırt yastığı

universal

Özellikler

Kılıfı %100 polipropilenden üretilmiştir.
Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar
Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez

Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar
Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



1913 Sit pillow

Oturma simidi

universal

Özellikler

Kılıfı %100 polipropilenden üretilmiştir.
Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar
Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez

Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar
Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



1911 Memory foam pillow

Boyun Yastığı

universal

Özellikler

Gerçek viskoda 3D kesim tekniği ile üretilmiştir.
Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar
Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez
Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar
Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.

SMOOTHIE



GENUCARE
LUMBOCARE
MANUCARE
PIPICARE
MALLEOCARE
ACHICARE
POSTURECARE
POSSICARE
ABDOMINOCARE
DORSOCARE
WELPOCARE
CLAVICARE
FOOTCARE

orthocare®

arden

medikal, sađlık i ve dıř tic. Ař

Saray Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No: 16

K.Kazan Ankara 06980

export@orthocare.com.tr / info@orthocare.com.tr

www.orthocare.com.tr